

Lampe loupe de table 42 LEDs-SMD



- éclairage par 42 LEDs-SMD : LEDs extra plates, offrant un rendement maximum et durable
- lentille en verre anti-reflet 3 dioptries, avec mini-lentille 12 dioptries incrustée, capot de protection
- tête orientable à 80°
- interrupteur marche/arrêt
- socle stable
- coloris blanc

éclairage	42 LEDs-SMD
puissance	14,5 W
intensité	650 lm
température couleur	6000°K
lentille	Ø 100 mm
puissance loupe	+3 / +12 dioptrie
long. bras articulé	270 mm
poids	1,5 kg
alimentation	230 V
Lampe-loupe	MY235

Lampe loupe de table 60 LEDs-SMD



- éclairage par 60 LEDs-SMD : LED extra plate, offrant un rendement maximum et durable
- lentille en verre anti-reflet avec capot de protection anti-soleil
- interrupteur Marche / Arrêt
- tête orientable à 80°
- socle stable
- coloris blanc

éclairage	60 LEDs-SMD
puissance	45,5 W
intensité	650 lm
température couleur	6000°K
lentille	Ø 127 mm
puissance loupe	+5 dioptrie
long. bras articulé	290 mm
poids	2,5 kg
alimentation	230 V
Lampe-loupe	MY245

Lampes-loupes LEDs-SMD articulées



- éclairage par LEDs-SMD : LEDs extra plates, offrant un rendement maximum et durable
- lentille en verre anti-reflet
- capot de protection escamotable
- interrupteur marche/arrêt
- réglages manuels du bras articulé
- fixation à la table à l'aide d'une pince étau à vis, socle et pied à roulette en option
- coloris blanc



éclairage	60 LEDs-SMD
puissance	26 W
intensité	650 lm
température de couleur	6000°K
dim. loupe	190 x 158 mm
puissance loupe	+5 dioptrie
orientation de la tête	300°
long. bras articulé	2 x 400 mm
poids	3,5 kg
alimentation	230 V
Lampes-loupes articulées	MY635
accessoires	
support mural	MY2802 1
support de table	MY2803 2
pied 6 roues, h. 700 mm	MY2804 3