

## Étiquettes cryogéniques adhésives rectangulaires

- ▶ en rouleaux
- ▶ pour tubes à centrifuger, cryotubes, cryocanes, racks, cryoboîtes et plaques de microtitration

- en polyester avec adhésif puissant pour verre, plastique et la plupart des métaux
- résistent jusqu'à -196°C
- pour applications et stockage cryogéniques, incubateurs, etc.
- épaisseur minimale : pas de surépaisseur pendant le stockage cryogénique
- coloris vifs pour une identification rapide
- en rouleaux de 1000 étiquettes



dim. étiquette	étiquettes 33 x 13 mm	étiquettes 20 x 16 mm
	microtubes 1,5 à 2 ml	tubes PCR 0,2 ml
blanc	GR2710 le rouleau de 1000	GR2720 le rouleau de 1000
bleu	GR2711 le rouleau de 1000	-
rouge	GR2712 le rouleau de 1000	-
vert	GR2713 le rouleau de 1000	-
jaune	GR2714 le rouleau de 1000	-
violet	GR2715 le rouleau de 1000	-

## Pastilles cryogéniques adhésives rondes

- ▶ en rouleaux
- ▶ pour tubes à centrifuger, cryotubes, cryocanes, racks, cryoboîtes et plaques de microtitration

- en polyester avec adhésif puissant pour verre, plastique et la plupart des métaux
- résistent jusqu'à -196°C
- pour applications et stockage cryogéniques, incubateurs, etc.
- épaisseur minimale : pas de surépaisseur pendant le stockage cryogénique
- en rouleaux de 1000 ou 5000 étiquettes




		rouleaux de 1000 étiquettes	
étiquettes Ø9,5 mm (microtubes 0,5 à 1,5 ml)			
blanc	○	GR2810	le rouleau de 1000
		GR2820	le rouleau de 5000
bleu	●	GR2811	le rouleau de 1000
rouge	●	GR2812	le rouleau de 1000
vert	●	GR2813	le rouleau de 1000
jaune	●	GR2814	le rouleau de 1000
violet	●	GR2815	le rouleau de 1000
5 couleurs	●	GR2826	le rouleau de 5000
étiquettes Ø13 mm (microtubes 1,5 à 2 ml)			
blanc	○	GR2830	le rouleau de 1000
étiquettes Ø19 mm (tubes 15 à 50 ml)			
blanc	○	GR2840	le rouleau de 5000

## Distributeur d'étiquettes en acrylique bleu

- pour rouleaux d'étiquettes PolarSafe
- capacité : six boîtes d'étiquettes
- chargement par l'arrière du distributeur, la bande distributrice passe à travers une fente droite et émoussée qui déchire les étiquettes proprement et facilement, sans ciseaux

référence **GR2910** Distributeur d'étiquettes Prix HT



## Planches d'étiquettes cryogéniques adhésives pour impression laser

- étiquettes pré-découpées
- en polyester avec adhésif puissant pour verre, plastique et la plupart des métaux
- résistent jusqu'à -196°C
- pour applications et stockage cryogéniques, incubateurs, etc.
- épaisseur minimale : pas de surépaisseur pendant le stockage cryogénique
- coloris vifs pour une identification rapide
- planches de 30 à 192 étiquettes ou pastilles

dim.étiquette	coloris	application	étiquettes 20 x 16 mm
Planches d'étiquettes rectangulaires			
25 x 13 mm	blanc	microtubes 0,5 ml	GR2850 20 planches x 119 étiquettes
33 x 13 mm	blanc	microtubes 1,5/2 ml ml	GR2851 20 planches x 85 étiquettes
33 x 13 mm	●	microtubes 1,5/2 ml ml	GR2852 25 planches x 85 étiquettes
67 x 25 mm	blanc	tacks / boîtes cryogéniques	GR2853 20 planches x 30 étiquettes
38 x 6 mm	blanc	microplaques 96/384 puits	GR2854 20 planches x 156 étiquettes
Planches de pastilles rondes			
Ø9,5 mm	blanc ○	microtubes 0,5/2 ml	GR2860 20 planches x 192 pastilles
Ø19 mm	blanc ○	tubes 15/50 ml	GR2862 20 planches x 108 pastilles

