

Micropipettes Transferpette® electronic volume variable

- commande par 4 touches intuitives
- 7 programmes : pipetage, pipetage inverse, mélange d'échantillons, pipetage lors de l'électrophorèse, distribution, Easy calibration, régénération de la batterie
- anse de maintien réglable
- forces de fixation et d'éjection réduite
- pour droitiers et gauchers
- affichage digital : volume, programme, niveau de batterie
- compatibles avec les pointes des autres marques
- unité de pipetage autoclavable à +121°C
- alimentation par batterie NiMH, capacité 4000 cycles de pipetage avec une seule charge
- câble de chargement de 1 m. : permet de poursuivre le pipetage pendant le chargement
- livrées avec certificat de qualité, batterie, bloc d'alimentation, de la graisse de silicone

micropipettes multicanaux

- l'unité de pipetage peut être tournée sur 360° dans les 2 sens
- anneau torique en silicone pour la fixation et l'éjection aisée des pointes
- éjection des pointes en paliers
- livrées avec certificat de qualité, batterie, bloc d'alimentation, de la graisse de silicone, 1 support, 1 boîte de pointes, 1 réservoir à réactif, 1 jeu de joints d'étanchéité en silicone



Contrôle optique : un joint d'étanchéité nettement saillant permet de contrôler que la pointe est correctement fixée

volume	exactitude	reprod.	subdiv.	couleur	référence	Prix HT	
micropipettes monocanal à volume variable							
0,5 à 10 µl	±1,0 %	±0,4 %	0,01 µl	●	BD4310		
2 à 20 µl	±1,0 %	±0,4 %	0,02 µl	●	BD4320		
10 à 200 µl	±0,8 %	±0,2 %	0,2 µl	●	BD4330	1	
50 à 1000 µl	±0,6 %	±0,2 %	1 µl	●	BD4340		
250 à 5000 µl	±0,6 %	±0,2 %	5 µl	●	BD4350		
micropipettes 8 canaux à volume variable							
0,5 à 10 µl	±1,6 %	±0,8 %	0,01 µl	●	BD4410	2	
1 à 20 µl	±0,8 %	±0,5 %	0,02 µl	●	BD4420		
5 à 100 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,1 µl	●	BD4430		
10 à 200 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,2 µl	●	BD4440		
15 à 300 µl	±0,6 %	±0,25 %	0,5 µl	●	BD4450		
micropipettes 12 canaux à volume variable							
0,5 à 10 µl	±1,6 %	±0,8 %	0,01 µl	●	BD4510		
1 à 20 µl	±0,8 %	±0,5 %	0,02 µl	●	BD4520		
5 à 100 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,1 µl	●	BD4530		
10 à 200 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,2 µl	●	BD4540	3	
15 à 300 µl	±0,6 %	±0,25 %	0,5 µl	●	BD4550		
accessoires							
support de chargement simultané jusqu'à 3 micropipettes						BD4601	4
support pour 1 micropipette 0,5 à 1000 µl						BD4602	5
support pour 1 micropipette 250-5000 µl						BD4603	
support individuel micropipette multicanaux						BD4604	6

