

Réservoirs à réactif

25 - 50 - 100 ml

capacité

25-50-100ml

PLASTIQUE
polystyrène

- ▶ modèles stériles en emballage individuel ou par 5
- ▶ modèles non stériles, en vrac

- à usage unique
- en polystyrène blanc
- fond en V évitant toute perte de réactif
- certifiés sans RNase, DNase et pyrogène
- rigidité et résistance assurées par des barres transversales basses à chaque extrémité
- parois inclinées, graduées



- bec verseur dans chaque coin, un bec plus grand facilite le versement
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	non stériles en vrac		stériles emballage par 5		stériles emballage individuel	
25 ml	GR2025	les 100	GR2125	les 100	GR2225	les 50
50 ml	GR2050	les 100	GR2150	les 100	GR2250	les 50
100 ml	GR2010	les 100	GR2110	les 100	GR2210	les 50

Réservoirs à réactif

12 chambres

capacité

12 x 3 ml

PLASTIQUE
polypropylène

- réservoirs à 12 chambres
- chaque chambre numérotée peut contenir jusqu'à 3 ml
- fond en V évitant toute perte de réactif
- conçus pour des dilutions en série ou pour pipeter différents réactifs à l'aide d'une pipette à 12 canaux
- en polypropylène résistant aux produits chimiques et à des températures de -80 à +121°C

- couvercle hermétique : minimise l'évaporation ou la contamination pendant l'incubation ou le stockage
- en emballage individuel



référence	Prix HT
GR2310 Réservoirs 12 chambres, les 50	
GR2315 Réservoirs 12 chambres stériles, les 20	