

Micropipettes à seringue Ripette®

► distribution jusqu'à 60 dosages de 1 à 5 000 µl

- distribution de volumes précis en longues séries, bouton de distribution sur le dessus de l'appareil
- chargement et distribution d'une seule main
- volumes de distribution et doses facilement ajustables
- sélection rapide du réglage idéal, en choisissant soit la précision la plus élevée, soit le nombre maximum de répétitions du volume de dosage souhaité
- compatibles avec les seringues Ritips® standard et evolution, et de la plupart des autres marques, changement rapide grâce à un levier
- affichage, sur la pipette, du panneau de correspondance des volumes à distribuer

- en fonction de la seringue
- légère : 105 g
- robustes, mécaniquement fiables, sans entretien
- conformes à la norme ISO 655-6
- garantie 1 an



Volumes distribués

N°	Volumes distribués				
	1	2	3	4	5
0,05 ml	1	2	3	4	5
0,10 ml	2	4	6	8	10
0,20 ml	4	8	12	16	20
0,50 ml	10	20	30	40	50
1,00 ml	20	40	60	80	100
1,25 ml	25	50	75	100	125
2,50 ml	50	100	150	200	250
5,00 ml	100	200	300	400	500
10,00 ml	200	400	600	800	1000
12,50 ml	250	500	750	1000	1250
25,00 ml	500	1000	1500	2000	2500
50,00 ml	1000	2000	3000	4000	5000

référence **Prix HT**

RP1010 Ripette® rouge

RP1020 Ripette® bleue

RP1030 Ripette® grise

RP1040 Ripette® violette

Micropipette à seringue Ripette® pro

► distribution jusqu'à 120 dosages de 1 à 5 500 µl

- distribution mécanique, dosage systématique très précis, en particulier, de fluides contaminés et liquides volatils
- protection contre la contamination : la pipette n'est jamais en contact avec la substance prélevée
- distribution rapide et facile, bouton de distribution sur le dessus de l'appareil
- s'adapte à 12 tailles de seringues distributrices de toute marque, changement

- rapide grâce à un levier
- molette de réglage à 10 niveaux
- affichage, sur la pipette, du panneau de correspondance des volumes à distribuer en fonction de la seringue
- légère : 87 g.
- bonne tenue en main
- robuste, sans entretien



référence **Prix HT**

RP1000 Micropipette Ripette® pro

N°	Volumes distribués									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,05 ml	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
0,10 ml	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,20 ml	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
0,50 ml	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
1,00 ml	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
1,25 ml	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125	137,5
2,50 ml	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
5,00 ml	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
10,00 ml	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
12,50 ml	250	375	500	625	750	875	1000	1125	1250	1375
25,00 ml	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750
50,00 ml	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500

Seringues Ritips® standard



- méthode de déplacement direct
- idéales pour les liquides infectieux et volatils : le fluide n'entre pas en contact avec la pipette, évitant ainsi toute contamination
- qualité bioclean®, stériles, en emballage individuel, pour les applications sensibles ou l'analyse de fluides corporels
- étanches à l'eau

- compatibles avec les micropipettes : Multipipette® 4780 de Eppendorf
Ripette®, Ripette® pro de Ritter
HandyStep®, HandyStep®S de Brand
RepeatOne® de Starlab
DistriMan® et Repetman® de Gilson

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	seringues standard		seringues stériles		adaptateurs pour seringue	
0,05 ml	RP2101	les 100	RP2111	les 100	-	-
0,50 ml	RP2102	les 100	RP2112	les 100	-	-
1,25 ml	RP2103	les 100	RP2113	les 100	-	-
2,50 ml	RP2104	les 100	RP2114	les 100	-	-
5,00 ml	RP2105	les 100	RP2115	les 100	-	-
12,50 ml	RP2106	les 100	RP2116	les 100	-	-
25,00 ml	RP2107	les 25	RP2117	les 25	RP2121	l'unité
50,00 ml	RP2108	les 25	RP2118	les 25	RP2122	l'unité

Seringues Ritips® evolution



- chaque pointe est soumise à des tests individuels automatisés pour garantir des résultats fiables et reproductibles
- modèles stériles, exempts d'endotoxines, d'ATP, de RNase et d'impuretés d'ADN, en emballage individuel, pour les applications sensibles ou l'analyse de fluides corporels
- compatibles avec les micropipettes : Ripette®, Ripette® pro et Ripette® genX de

- Ritter**
eLine®-Dispenser de Sartorius
HandyStep®, HandyStep®S et HandyStep®electronic, EasyStep® de Brand
Multipipette® M4, stream, plus et 4780 de Eppendorf
Repetman® de Gilson
RepeatOne® de Starlab

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	seringues standard		seringues stériles		adaptateurs pour seringue	
0,1 ml	RP2201	les 100	RP2211	les 100	-	-
0,2 ml	RP2202	les 100	RP2212	les 100	-	-
0,5 ml	RP2203	les 100	RP2213	les 100	-	-
1,0 ml	RP2204	les 100	RP2214	les 100	-	-
2,5 ml	RP2205	les 100	RP2215	les 100	-	-
5,0 ml	RP2206	les 100	RP2216	les 100	-	-
10,0 ml	RP2207	les 100	RP2217	les 100	-	-
25,0 ml	RP2208	les 25	RP2218	les 25	RP2221	l'unité
50,0 ml	RP2209	les 25	RP2219	les 25	RP2222	l'unité