

## Pipeteur automatique accu-jet® pro

- ▶ remplissage pipette 50 ml < 10 sec.
- ▶ vitesse de pipetage réglable
- ▶ 4 coloris



- pour pipettes 0,1 à 200 ml
- moteur silencieux
- poids : 190 g
- bouton de sélection des modes : écoulement libre ou évacuation
- molette de réglage de la vitesse
- bouton poussoir de pipetage
- DEL clignotante indiquant la charge de la batterie
- canal de dérivation directe des vapeurs de liquides pour protéger l'appareil contre la corrosion
- livrés avec batterie, 2 couvercles pour le compartiment des batteries, 1 support mural, 1 bloc d'alimentation, 2 membranes filtrantes 0,2 µm



compatibilité	pipettes 0,1 à 200 ml
filtre hydrophobe	0,2 µm
alimentation	batterie NiMH 2,4 V. capacité 8 heures de pipetage continu
Pipeteur accu-jet® pro ●	BD1610
Pipeteur accu-jet® pro ●	BD1620
Pipeteur accu-jet® pro ●	BD1630
Pipeteur accu-jet® pro ●	BD1640
accessoires de rechange	
filtres 0,2 µm, les 10	BD1601
filtre stérile 0,2 µm, l'unité	BD1602
support mural gris	BD1603

## Pipeteur à poire MACRO

- ▶ aspiration de 50 ml en 11 sec.



- pour pipettes de 0,1 à 200 ml
- fixation sûre et ferme de la pipette avec un adaptateur en silicone de forme conique
- réglage précis du ménisque avec le levier du ressort
- pipeteur autoclavable à +121°C
- un filtre hydrophobe 3 µm protège le système contre les remontées de liquide
- évacuation simple par action du levier vers le bas, même pour une écoulement libre, la précision du volume de la pipette n'est pas entravée
- système de soupape : permet de comprimer le soufflet
- éjection "Blow-out" de la dernière goutte grâce au petit soufflet en caoutchouc
- 4 coloris
- 125 g



compatibilité	pipettes 0,1 à 200 ml
Pipeteur à poire Macro ●	BD1650
Pipeteur à poire Macro ●	BD1660
Pipeteur à poire Macro ●	BD1670
Pipeteur à poire Macro ●	BD1680
accessoires de rechange	
filtre de rechange 0,3 µm, l'unité	BD1651
filtres de rechange 0,3 µm, les	BD1652