

## Portoirs

### 20 microtubes 5 ml




- acrylique transparent
- pour 20 microtubes 5 ml
- dimensions (lxpxh) : 290 x 70 x h50 mm

capacité	tubes	réf	Prix HT
20 microtubes	5 ml	GR1350	

## Portoirs FlexiRack®

- portoir polyvalent pour tubes de 0,5 à 50 ml
- modulable en fonction des besoins grâce à une sélection d'inserts de couleur en polypropylène, autoclavables, résistants à des températures de -90°C à +121°C, pouvant accueillir des tubes de différentes tailles
- chaque cavité du tube est numérotée pour une identification rapide
- possibilité d'insérer des bassins de réactif jetables, en polystyrène, capacité 25 ml, avec base en "V" et large bord avant pour en faciliter l'enlèvement sans fuite
- chaque support peut accueillir jusqu'à 6




- inserts, libérables grâce des tirettes
- 3 étages permettent la visualisation simultanée de tous les tubes
- faible encombrement : 254 x 127 x h76 mm
- possibilité de combiner 2 portoirs avec un piètement, pour obtenir 6 étages

capacité	référence	Prix HT
Kit de 2 portoirs avec piètement et 12 inserts : 2 inserts pour 12 tubes 0,5 ml 6 inserts pour 12 tubes 1,5 ml 2 inserts pour 12 tubes 15 ml 2 inserts pour 12 tubes 50 ml	GR1650	l'unité

## Portoirs en polypropylène

- en polypropylène coloré, pour microtubes ou cryotubes
- empilables
- repérage alphanumérique
- résistance thermique : -20 à +90°C, compatibles avec bain-marie, réfrigérateur, incubateur
- livrés à plat, assemblage solide et définitif très rapide



capacité	pour tubes	dimensions	blanc	bleu	rouge	Prix HT
<b>portoirs hauteur 38 mm</b>						
128 tubes (8 x 16)	Ø 11 mm	265 x 126 x h38 mm	RS3201	RS3202	RS3203	
84 tubes (6 x 14)	Ø 13 mm	265 x 126 x h38 mm	RS3211	RS3212	RS3213	
<b>portoirs hauteur 75 mm</b>						
84 tubes (6 x 14)	Ø 13 mm	265 x 126 x h75 mm	RS3221	RS3222	RS3223	
55 tubes (5 x 11)	Ø 16 mm	265 x 126 x h75 mm	RS3231	RS3232	RS3233	
55 tubes (5 x 11)	Ø 18 mm	265 x 126 x h75 mm	RS3241	RS3242	RS3243	
40 tubes (4 x 10)	Ø 20 mm	265 x 126 x h76 mm	RS3251	RS3252	RS3253	
32 tubes (4 x 8)	Ø 25 mm	265 x 126 x h88 mm	RS3261	RS3262	RS3263	
21 tubes (3 x 7)	Ø 30 mm	265 x 126 x h88 mm	RS3271	RS3272	RS3273	