



Écouvillons secs Regular stériles

certification
écouvillons
DM 93/42/CE



point
de rupture



- écouvillons stériles longueur totale 150 mm
- tige en plastique flexible Ø 2,5 mm, sécable à un point de rupture à 80 mm de l'extrémité de la tête
- stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE)
- tête en nylon, résistante au déchetage, diamètre de l'embout Ø 5 mm
- emballage peel-pack individuel, les 100

à partir de
l'extrémité
de la tête

dim. tête	extrémité	dim. tige	matériau de la tige	point de rupture	stérile	référence	Prix HT
Ø 5 mm	nylon	Ø 2,5 mm	plastique ABS	80 mm	oxyde d'éthylène (EO)	LMR1935	les 100