

Secoueur de flacons

vitesse réglable
80 à 800 osc/min

- équipé de 2 bras latéraux, 8 pinces à doigts et 1 clé mâle hexagonale
- capacité 8 flacons jusqu'à 500 ml, 12 flacons avec le kit de rallonge en option
- robuste et stable, 4 pieds en caoutchouc amortissent les vibrations
- minuterie 10 à 60 min. avec neutralisation manuelle, ou fonctionnement en continu
- agitation vigoureuse
- vitesse constante quelle que soit la charge
- en option, kit de rallonge composé de 2 bras de rallonge et de 4 pinces supplémentaires

vitesse	80 à 800 osc/min
amplitude	1,5 mm
charge max.	3 kg
minuterie	10 à 60 min.
dim. / poids	780 x 240 x 270 mm / 8,3 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Secoueur	YB3010
kit allonge	YB3011



Imite l'agitation manuelle, idéal pour les extractions.

Rouleurs économiques vitesse fixe

vitesse fixe
33 tr/min

Pour les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions où une aération minimale est requise.



- mouvement combiné de roulement et de bascule pour un mélange homogène
- fonctionnement silencieux continu
- peuvent être utilisés dans des chambres froides ou dans des incubateurs
- interrupteur marche / arrêt, vitesse fixe
- rouleaux en plastique
- bac de récupération en cas de déversement accidentel
- en option, adaptateurs pour empiler 2 rouleurs

nombre de rouleaux	6 rouleaux	9 rouleaux
vitesse	33 tr/min	33 tr/min
rouleaux	Ø 30 x 340 mm	Ø 30 x 340 mm
amplitude	16 mm	16 mm
dim. (lpxh)	255 x 595 x h110 mm / 5 kg	375 x 595 x h110 mm / 7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rouleurs économiques	YB3020 1	YB3025 2
accessoires		
4 adaptateurs d'empilage	YB3001	YB3001 3

Rouleurs digitaux vitesse variable

vitesse réglable
5 à 60 tr/min

Pour les échantillons de sang, les substances visqueuses et les suspensions où une aération minimale est requise.



- mouvement combiné de roulement et de bascule pour un mélange homogène
- fonctionnement silencieux continu
- peuvent être utilisés dans des chambres froides ou dans des incubateurs
- minuterie de 1 seconde à 9999 minutes
- affichage digital LCD vitesse et temps
- rouleaux en plastique
- bac de récupération en cas de déversement accidentel
- en option, adaptateurs pour empiler 2 rouleurs l'un sur l'autre

nombre de rouleaux	6 rouleaux	9 rouleaux
vitesse	réglable 5 à 60 tr/min	réglable 5 à 60 tr/min
rouleaux	Ø 30 x 340 mm	Ø 30 x 340 mm
amplitude	16 mm	16 mm
minuterie	1 sec. à 9999 min.	1 sec. à 9999 min.
dim. (lpxh)	255 x 595 x h110 mm / 5 kg	375 x 595 x h110 mm / 7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rouleurs digitaux	YB3030 1	YB3035 2
accessoires		
4 adaptateurs d'empilage	YB3001	YB3001 3