



BRAND

## Pycnomètres calibrés type Gay-Lussac en verre borosilicaté 3.3

**BRAND®**
**VERRE**  
borosilicaté 3.3

- chaque pycnomètre est calibré individuellement avec le bouchon ou le thermomètre qui lui est propre : le volume réel est gravé sur le pycnomètre, en cm<sup>3</sup>
- précision à 3 décimales
- les bouchons et thermomètres, non interchangeables, portent le même numéro de série que le pycnomètre
- bouchon à rodage 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure rodée et polie
- livrés avec certificat individuel

capacité	référence	Prix HT
5 ml	BD4101	
10 ml	BD4102	
25 ml	BD4103	
50 ml	BD4104	
100 ml	BD4105	



## Pycnomètres type Gay-Lussac en verre borosilicaté 3.3

**BRAND®**
**VERRE**  
borosilicaté 3.3

- bouchon à rodage 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure rodée et polie
- le volume nominal est imprimé sur le fond

capacité	référence	Prix HT
5 ml	BD4151	
10 ml	BD4152	
25 ml	BD4153	
50 ml	BD4154	
100 ml	BD4155	



## Flacons laveurs de Drechsel en verre borosilicaté 3.3


**BRAND®**
**VERRE**  
borosilicaté 3.3

**Tube**

- en verre borosilicaté 3.3
- rodage 29/32
- longueur du plongeur : 185 mm
- olives et tuyau Ø ext. 11 mm

**Flacons**

- en verre borosilicaté 3.3
- rodage 29/32



capacité	dim. (Ø x h)	ped	rodage	réf	Prix HT
<b>Tube seul [1]</b>					
plongeur : Ø ext. 8 x h. 185 mm			29/32	<b>BD4210</b>	
<b>Flacons sans tube</b>					
100 ml	Ø 40 x 200 mm	Ø 55 mm	29/32	<b>BD4201</b>	
250 ml	Ø 55 x 200 mm	Ø 75 mm	29/32	<b>BD4202</b>	
500 ml	Ø 75 x 200 mm	-	29/32	<b>BD4203</b>	
1000 ml	Ø 107 x 200 mm	-	29/32	<b>BD4204</b>	
<b>Flacons complets , AVEC tube [2]</b>					
100 ml	Ø 40 x 275 mm	Ø 55 mm	29/32	<b>BD4211</b>	
250 ml	Ø 55 x 275 mm	Ø 75 mm	29/32	<b>BD4212</b>	
500 ml	Ø 75 x 275 mm	-	29/32	<b>BD4213</b>	
1000 ml	Ø 107 x 275 mm	-	29/32	<b>BD4214</b>	

## Flacons laveurs de Drechsel avec plaque frittée en verre borosilicaté 3.3


**BRAND®**
**VERRE**  
borosilicaté 3.3

**Tube**

- en verre borosilicaté 3.3
- plaque frittée Ø 25 mm, porosité P1 : pores de 100 à 160 µm
- rodage 29/32
- longueur du plongeur : 185 mm
- olives et tuyau Ø ext. 11 mm

**Flacons**

- en verre borosilicaté 3.3
- rodage 29/32



capacité	dim. (Ø x h)	ped	rodage	réf	Prix HT
<b>Tube seul [1]</b>					
plongeur : Ø ext. 8 x h. 185 mm			29/32	<b>BD4220</b>	
<b>Flacons sans tube</b>					
100 ml	Ø 40 x 200 mm	Ø 55 mm	29/32	<b>BD4201</b>	
250 ml	Ø 55 x 200 mm	Ø 75 mm	29/32	<b>BD4202</b>	
500 ml	Ø 75 x 200 mm	-	29/32	<b>BD4203</b>	
1000 ml	Ø 107 x 200 mm	-	29/32	<b>BD4204</b>	
<b>Flacons complets , AVEC tube [2]</b>					
100 ml	Ø 40 x 275 mm	Ø 55 mm	29/32	<b>BD4221</b>	
250 ml	Ø 55 x 275 mm	Ø 75 mm	29/32	<b>BD4222</b>	
500 ml	Ø 75 x 275 mm	-	29/32	<b>BD4223</b>	
1000 ml	Ø 107 x 275 mm	-	29/32	<b>BD4224</b>	