





Tiges en forme de U en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- pale en PTFE en forme de U
- fort écoulement tangentiel, taux de cisaillement élevé, peu de sédiments sur la paroi du récipient, idéal pour les liquides visqueux

tige (Ø x L)	Ø pale	référence	Prix HT
Ø 6,5 x 350 mm	Ø 40 mm	BA3070	
Ø 6,5 x 350 mm	Ø 60 mm	BA3071	
Ø 6,5 x 450 mm	Ø 60 mm	BA3072	
Ø 6,5 x 450 mm	Ø 80 mm	BA3073	
Ø 6,5 x 600 mm	Ø 80 mm	BA3074	
Ø 6,5 x 600 mm	Ø 100 mm	BA3075	
Ø 6,5 x 800 mm	Ø 60 mm	BA3076	
Ø 8 x 350 mm	Ø 80 mm	BA3077	
Ø 8 x 450 mm	Ø 80 mm	BA3078	
Ø 8 x 450 mm	Ø 100 mm	BA3079	
Ø 8 x 450 mm	Ø 130 mm	BA3080	
Ø 8 x 600 mm	Ø 80 mm	BA3081	
Ø 8 x 600 mm	Ø 100 mm	BA3082	
Ø 8 x 800 mm	Ø 100 mm	BA3083	
Ø 8 x 1000 mm	Ø 100 mm	BA3084	
Ø 8 x 1200 mm	Ø 100 mm	BA3085	
Ø 8 x 600 mm	Ø 130 mm	BA3086	
Ø 8 x 800 mm	Ø 130 mm	BA3087	
Ø 10 x 800 mm	Ø 150 mm	BA3088	
Ø 10 x 1000 mm	Ø 150 mm	BA3089	
Ø 10 x 1200 mm	Ø 150 mm	BA3090	
Ø 14 x 1000 mm	Ø 130 mm	BA3091	
Ø 14 x 800 mm	Ø 150 mm	BA3092	
Ø 14 x 1000 mm	Ø 150 mm	BA3093	
Ø 14 x 1200 mm	Ø 150 mm	BA3094	
Ø 14 x 1600 mm	Ø 180 mm	BA3095	
Ø 14 x 1600 mm	Ø 240 mm	BA3096	


Tiges à lame en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- lame en PTFE
- écoulement tangentiel avec peu de turbulence, agitation douce

tige (Ø x L)	Ø pale	référence	Prix HT
Ø 6,5 x 450 mm	Ø 90 mm	BA3180	
Ø 6,5 x 600 mm	Ø 90 mm	BA3181	
Ø 8 x 450 mm	Ø 120 mm	BA3182	
Ø 8 x 600 mm	Ø 120 mm	BA3183	
Ø 8 x 800 mm	Ø 120 mm	BA3184	
Ø 10 x 1000 mm	Ø 150 mm	BA3185	
Ø 14 x 1000 mm	Ø 150 mm	BA3186	

Tiges centrifuges en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- pales mobiles, boulon et récepteur pour pagaies en PTFE
- ouverture des pagaies à vitesse croissante
- pour récipients à ouverture étroite

tige (Ø x L)	Ø pale	référence	Prix HT
Ø 4 x 350 mm	Ø 50 mm	BA3150	
Ø 6,5 x 350 mm	Ø 90 mm	BA3151	
Ø 6,5 x 450 mm	Ø 90 mm	BA3152	
Ø 8 x 350 mm	Ø 90 mm	BA3153	
Ø 8 x 450 mm	Ø 90 mm	BA3154	
Ø 8 x 600 mm	Ø 90 mm	BA3155	


Tiges à turbine angle 15° en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- roue à trois pales coudées vers l'arrière, avec inclinaison 15°, en PTFE
- agitation douce, sans cisaillement
- pour récipients à fond rond

tige (Ø x L)	Ø pale	référence	Prix HT
Ø 8 x 350 mm	Ø 45 mm	BA3130	
Ø 8 x 350 mm	Ø 60 mm	BA3131	
Ø 8 x 450 mm	Ø 60 mm	BA3132	

Tiges à turbine en PTFE



- tige en acier inox gainé de PTFE
- roue à trois pales coudées vers l'arrière, en PTFE
- agitation douce, sans cisaillement

tige (Ø x L)	Ø pale	référence	Prix HT
Ø 8 x 350 mm	Ø 100 mm	BA3140	
Ø 8 x 450 mm	Ø 100 mm	BA3141	
Ø 8 x 600 mm	Ø 100 mm	BA3142	
Ø 8 x 800 mm	Ø 100 mm	BA3143	
Ø 8 x 600 mm	Ø 150 mm	BA3144	
Ø 8 x 800 mm	Ø 150 mm	BA3145	