

Tiges d'agitation GT en verre pale demi-lune



- tiges d'agitation en verre borosilicaté à anneau
- livrées avec boulon de serrage en PTFE
- pale d'agitation inclinable en forme de lune lame avec rainure angulaire en PTFE
- flux tangentiel avec peu de turbulence
- autres lames disponibles séparément

| tige (Ø x L) | Ø pale | référence | Prix HT |
|--------------|---------|-----------|---------|
| Ø 8 x 290mm | Ø 50 mm | BA2910 | |
| Ø 8 x 340 mm | Ø 68 mm | BA2911 | |
| Ø 8 x 390 mm | Ø 68 mm | BA2912 | |
| Ø 8 x 490 mm | Ø 90 mm | BA2913 | |
| Ø 8 x 560 mm | Ø 90 mm | BA2914 | |

Tiges d'agitation KPG en verre pale demi-lune



- tiges d'agitation en verre borosilicaté à double pivot
- pale d'agitation inclinable en forme de lune avec rainure double, en PTFE
- flux tangentiel avec peu de turbulence
- autres lames disponibles séparément

| tige (Ø x L) | Ø pale | référence | Prix HT |
|--------------|---------|-----------|---------|
| Ø 8 x 350mm | Ø 50 mm | BA2920 | |
| Ø 8 x 350 mm | Ø 75 mm | BA2921 | |
| Ø 8 x 350 mm | Ø 90 mm | BA2922 | |
| Ø 8 x 400 mm | Ø 50 mm | BA2923 | |
| Ø 8 x 400 mm | Ø 75 mm | BA2924 | |
| Ø 8 x 400 mm | Ø 90 mm | BA2925 | |

Pales demi-lunes avec rainure angulaire



- en PTFE, avec rainure angulaire
- pour tiges d'agitation en verre GT et KPG

| pour récipient | largeur | pourcol | référence | Prix HT |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|
| 100ml | 50mm | 29/32 | BA2930 | |
| 250ml | 68mm | 29/32 | BA2931 | |
| 1000ml | 90mm | 29/32 | BA2932 | |

Pales demi-lunes avec rainure unilatérale



- en PTFE, avec rainure unilatérale
- pour tiges d'agitation en verre GT et KPG

| pour récipient | largeur | pourcol | référence | Prix HT |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|
| 100ml | 50mm | 24/29 | BA2940 | |
| 100ml | 50mm | 29/32 | BA2941 | |
| 250ml | 65mm | 24/29 | BA2942 | |
| 250ml | 68mm | 29/32 | BA2943 | |
| 500ml | 75mm | 24/29 | BA2944 | |
| 500ml | 75mm | 29/32 | BA2945 | |
| 1000ml | 90mm | 29/32 | BA2946 | |
| 2000ml | 110mm | 29/32 | BA2947 | |
| 4000/6000ml | 125mm | 29/32 | BA2948 | |

Pales demi-lunes avec rainure double



- en PTFE, avec rainure double face
- pour tiges d'agitation en verre GT et KPG et les tiges en acier inox gainé

| pour récipient | largeur | pourcol | référence | Prix HT |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|
| 100ml | 50mm | 24/29 | BA2950 | |
| 100ml | 50mm | 29/32 | BA2951 | |
| 250ml | 65mm | 24/29 | BA2952 | |
| 250ml | 68mm | 29/32 | BA2953 | |
| 500ml | 75mm | 24/29 | BA2954 | |
| 500ml | 75mm | 29/32 | BA2955 | |
| 1000ml | 90mm | 29/32 | BA2956 | |
| 2000ml | 110mm | 29/32 | BA2957 | |
| 2000ml | 125mm | 45/40 | BA2958 | |
| 4000/6000ml | 125mm | 29/32 | BA2959 | |
| 4000/6000ml | 145mm | 45/40 | BA2960 | |