


Barreaux PTFE cylindriques lisses



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- agitation magnétique standard
- excellent centrage

longueur x Ø	référence	Prix HT
2 x Ø 2 mm	BA3410	
3 x Ø 3 mm	BA3411	
5 x Ø 2 mm	BA3412	
6 x Ø 3 mm	BA3413	
7 x Ø 2 mm	BA3414	
8 x Ø 2 mm	BA3415	
8 x Ø 3 mm	BA3416	
10 x Ø 3 mm	BA3417	
10 x Ø 6 mm	BA3418	
12 x Ø 4,5 mm	BA3419	
13 x Ø 3 mm	BA3420	
15 x Ø 2 mm	BA3421	
15 x Ø 4,5 mm	BA3422	
15 x Ø 6 mm	BA3423	
20 x Ø 3 mm	BA3424	
20 x Ø 6 mm	BA3425	
20 x Ø 7 mm	BA3426	
25 x Ø 5 mm	BA3427	
25 x Ø 6 mm	BA3428	
25 x Ø 7 mm	BA3429	
30 x Ø 6 mm	BA3430	
30 x Ø 7 mm	BA3431	
30 x Ø 10 mm	BA3432	
35 x Ø 6 mm	BA3433	
40 x Ø 7 mm	BA3434	
40 x Ø 8 mm	BA3435	
40 x Ø 10 mm	BA3436	
45 x Ø 8 mm	BA3437	
50 x Ø 7 mm	BA3438	
50 x Ø 8 mm	BA3439	
55 x Ø 12 mm	BA3440	
60 x Ø 7 mm	BA3441	
60 x Ø 9 mm	BA3442	
70 x Ø 9 mm	BA3443	
70 x Ø 13 mm	BA3444	
80 x Ø 10 mm	BA3445	
110 x Ø 27 mm	BA3446	
120 x Ø 12 mm	BA3447	
127 x Ø 12 mm	BA3448	
155 x Ø 27 mm	BA3449	


Barreaux PTFE ovoïdes pointus



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- pour ballons à fond rond : la forme imite celle du flacons et assure un mélange complet

longueur x Ø	pour ballon	référence	Prix HT
20 x Ø 10 mm	25mm	BA3450	
25 x Ø 12 mm	50mm	BA3451	
30 x Ø 15 mm	100mm	BA3452	
35 x Ø 15 mm	250mm	BA3453	
40 x Ø 20 mm	500mm	BA3454	
50 x Ø 20 mm	1000mm	BA3455	
65 x Ø 20 mm	4000mm	BA3456	
70 x Ø 20 mm	10000mm	BA3457	


Barreaux PTFE carrés



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- pour gros récipients
- fortes turbulences à faible la vitesse

dimensions	référence	Prix HT
14 x 14 x 45 mm	BA3460	
14 x 14 x 90 mm	BA3461	


Barreaux PTFE triangulaires



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- pour gros récipients
- fortes turbulences à vitesses faibles
- pour mélanger les réactifs qui résistent à la dissolution ou pour éviter tout résidu au fond des récipients

longueur x Ø	référence	Prix HT
12 x Ø 8 mm	BA3490	
20 x Ø 8 mm	BA3491	
25 x Ø 8 mm	BA3492	
25 x Ø 14 mm	BA3493	
35 x Ø 10 mm	BA3494	
40 x Ø 14 mm	BA3495	
50 x Ø 12 mm	BA3496	
55 x Ø 14 mm	BA3497	
80 x Ø 17 mm	BA3498	
130 x Ø 38 mm	BA3499	

Barreaux PTFE cylindriques avec anneau pivotant



- noyau magnétique encapsulé de PTFE
- cylindrique avec anneau pivot
- très stables, produit des turbulences supplémentaires par rapport aux barreaux lisses

longueur x Ø	référence	Prix HT
8 x Ø 3 mm	BA3470	
12 x Ø 5 mm	BA3471	
15 x Ø 5 mm	BA3472	
20 x Ø 6 mm	BA3473	
25 x Ø 6 mm	BA3474	
30 x Ø 6 mm	BA3475	
35 x Ø 6 mm	BA3476	
40 x Ø 8 mm	BA3477	
45 x Ø 8 mm	BA3478	
50 x Ø 8 mm	BA3479	
60 x Ø 9 mm	BA3480	
70 x Ø 9 mm	BA3481	

Coffret assortiment de barreaux magnétiques



- coffret contenant un extracteur 150 mm et les 12 barreaux magnétiques les plus courants :
- barreaux cylindriques :
10 x Ø 6 mm,
15 x Ø 4,5 mm
20 x Ø 6 mm
25 x Ø 6 mm
30 x Ø 6 mm
40 x Ø 8 mm
50 x Ø 8 mm
60 x Ø 9 mm;
- barreaux cylindriques avec pivot :
15 x Ø 5 mm
25 x Ø 6 mm
- barreaux triangulaires
25 x 8 mm
40 x 14 mm

contenu	référence	Prix HT
assortiment 12 barreaux	BA3400	