



Bouchon distributeur en PPS 2 ports secondaires en PTFE

- bouchon fileté 38/430 en PPS bleu
- 2 ports secondaires GL14 en PTFE, pour tuyaux jusqu'à Ø 6 ou 8 mm extérieur
- températures jusqu'à +110°C



bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
38/430	2 x GL14	Ø 6 mm	BA4002	
33/430	2 x GL14	Ø 8 mm	BA4004	

Bouchon distributeur en PPS 2 ports secondaires en PP

- bouchon fileté 38/430 en PPS bleu
- 2 ports secondaires GL14 en PP, pour tuyaux jusqu'à Ø 6 mm extérieur



bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
38/430	2 x GL14	Ø 6 mm	BA4006	

Bouchons distributeurs en PPS ports secondaires en PTFE



- bouchon à vis en PPS noir fileté
- ports secondaires filetés en PTFE
- températures jusqu'à +200°C

bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GL25	2 x GL14	Ø 6 mm	BA4020	
GL25	3 x GL14	Ø 6 mm	BA4021	
GL32	2 x GL14	Ø 8 mm	BA4022	
GL32	3 x GL14	Ø 8 mm	BA4023	
S40	2 x GL14	Ø 8 mm	BA4024	
S40	3 x GL14	Ø 8 mm	BA4025	
GL45	3 x GL14	Ø 8,5 mm	BA4026	
GL45	3 x GL18	Ø 10 mm	BA4027	
GL45	2xGL14/1xGL25	Ø 6/14 mm	BA4028	
GL45	2 x GL25	Ø 14 mm	BA4029	
GL45	3 x GL25	Ø 14 mm	BA4030	
GL45	4 x GL25	Ø 14 mm	BA4031	

Bouchon distributeur en PPS 2 ports secondaires en PFA

- bouchon fileté GL45 en PPS noir
- ports secondaires GL14 en PFA, pour tuyaux jusqu'à Ø 8,5 mm extérieur
- températures jusqu'à +200°C



bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GL45	2 x GL14	Ø 8,5 mm	BA4008	

Bouchons distributeurs en PP ports secondaires en PP

- bouchons filetés GL45 en PP vert
- ports secondaires GL14 en PP, pour tuyaux jusqu'à Ø 8,5 mm extérieur
- températures jusqu'à +110°C



bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GL45	2 x GL14	Ø 8,5 mm	BA4010	
GL45	3 x GL14	Ø 8,5 mm	BA4011	

Bouchons distributeurs GLS80 en PP ports multiples en PTFE

- bouchons filetés GLS80 en PP bleu
- corps en PTFE.



bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GLS80	6 x GL14	6 x Ø 8 mm	BA4050	
GLS80	4 x GL18	4 x Ø 12,7 mm	BA4051	
GLS80	3 x GL18 + 1 x GL25	3 x Ø 12,7 / 1 x Ø 14 mm	BA4052	
GLS80	2 x GL18 + 1 x GL32	2 x Ø 12,7 / 1 x Ø 21 mm	BA4053	

Bouchons distributeurs GLS80 en PP ports multiples en PP

- bouchons filetés GLS 80 en PP bleu
- corps de distribution en PP



bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GLS80	4 x GL18	4 x Ø 12,7 mm	BA4055	
GLS80	3 x GL18 + 1 x GL25	3 x Ø 12,7 / 1 x Ø 14 mm	BA4056	

Bouchons distributeurs en PPS ports secondaires en PTFE antistatiques



- bouchon à vis en PPS noir fileté
- ports secondaires filetés en PTFE
- températures jusqu'à +200°C

bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GL45	2 x GL14	Ø 8,0 mm	BA4330	
GL45	3 x GL14	Ø 8,0 mm	BA4331	
GL45	3 x GL25	Ø 14 mm	BA4332	