



Bouchons distributeurs flexibles GL45, en PP



- bouchon en PP vert, filetage GL45, et corps distributeur avec raccords de tuyaux en PP, coudés en partie haute, et droits en partie basse
- continuité de la connexion jusqu'au fond de la bouteille
- les coudes en partie supérieure empêchent de couder les tuyaux
- le corps du distributeur peut tourner indépendamment du bouchon à vis : la tubulure n'est pas emmêlée lors des manipulations
- pour le raccordement de tuyaux souples, en silicone, Viton® ou Tygon®

bouchon	raccords	Ø int. / ext. raccords	référence	Prix HT
GL45	2 raccords	Ø6/8,8 mm	BA4060	
GL45	3 raccords	Ø6/8,8 mm	BA4061	
GL45	2 raccords	Ø7/10,8 mm	BA4062	

Bouchon distributeur coudé cannelé GL45, en PP



- bouchon en PP rouge, filetage GL45, et corps distributeur avec raccords de tuyaux en PP : 3 raccords coudés en partie haute, et 2 raccords droits en partie basse
- raccords en partie haute cannelés pour 2 niveaux de connexion, pour tuyaux Ø 9 et 12 mm
- continuité de la connexion jusqu'au fond de la bouteille
- les coudes en partie supérieure empêchent de couder les tuyaux
- le corps du distributeur peut tourner indépendamment du bouchon à vis : la tubulure n'est pas emmêlée lors des manipulations
- pour le raccordement de tuyaux souples, en silicone, Viton® ou Tygon®

bouchon	raccords	Ø int. / ext. raccords	référence	Prix HT
GL45	3 raccords	Ø6/9 et 12 mm	BA4063	

Bouchons distributeurs coudés cannelés GLS80, en PP



- bouchon en PP bleu, filetage GLS80, et corps distributeur avec raccords de tuyaux en PP, coudés en partie haute, et droits en partie basse
- raccords en partie haute cannelés pour 2 niveaux de connexion, pour tuyaux Ø 9 et 12 mm
- continuité de la connexion jusqu'au fond de la bouteille
- les coudes en partie supérieure empêchent de couder les tuyaux
- le corps du distributeur peut tourner indépendamment du bouchon à vis : la tubulure n'est pas emmêlée lors des manipulations
- pour le raccordement de tuyaux souples, en silicone, Viton® ou Tygon®

bouchon	raccords	Ø int. / ext. raccords	référence	Prix HT
GLS80	2 raccords	Ø6/9 et 12 mm	BA4064	
GLS80	3 raccords	Ø6/9 et 12 mm	BA4065	

Bouchons distributeurs multiples avec robinets en PPS/PTFE



- bouchon à vis en PPS noir, filetage GL 45
- ports secondaires GL14 en PTFE pour tuyaux jusqu'à Ø 8 mm extérieur
- un robinet Ø 4 mm par port secondaire
- températures jusqu'à +110°C

bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GL45	2 x GL14	Ø 8 mm	BA4067	
GL45	3 x GL14	Ø 8 mm	BA4068	

Bouchon distributeur avec robinet central en PPS/PTFE



- bouchon à vis en PPS noir, filetage GL 45
- 4 ports secondaires GL14 en PTFE pour tuyaux jusqu'à Ø 8 mm extérieur
- un seul robinet central Ø 8 mm pour les 4 ports
- températures jusqu'à +110°C

bouchon	ports secondaires	Ø ext. max. tuyaux	référence	Prix HT
GL45	4 x GL14	Ø 8 mm	BA4069	