

Bouchons réducteurs filetés GL en PPS/PTFE



- bouchons à vis en PPS noir, corps de réduction mobile en PTFE avec joint torique en FKM
- · transition de filetage GL vers filetage GL inférieur
- le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon
- · produit uniquement exposé au PTFE

bouchon	réduction	Ø tubes	référence Prix	НТ
GL18	GL14	Ø0,8-8mm	BA4080	
GL25	GL14	Ø0,8-8mm	BA4081	
GL25	GL18	Ø 1,6 - 10 mm	BA4082	
GL32	GL18	Ø 1,6 - 10 mm	BA4083	
GL45	GL14	Ø0,8-8mm	BA4084	
GL45	GL18	Ø 1,6 - 10 mm	BA4085	
GI 45	GI 25	Ø16-14mm	BA4086	

Bouchons réducteurs filetés GL45 en PBTP/PP



- bouchons à vis en PBTP rouge, corps de réduction mobile en PP avec joint torique en FPM
- transition de filetage GL45 vers filetage GL inférieur
- le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon

bouchon	réduction	Ø tubes	référence Prix H	T
GL45	GL14	Ø0,8-8mm	BA4090	
GL45	GL18	Ø1,6-10 mm	BA4091	
GL45	GL25	Ø 1,6 - 14 mm	BA4092	

Bouchons réducteurs filetés GLS80 en PP



- bouchons à vis en PP bleu, corps de réduction mobile en PP avec joint torique en FPM
- transition de filetage GLS80 vers filetage GL
- · le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon

bouchon	réduction	Ø tubes	référence	Prix HT
GLS80	GL14	Ø0,8-8mm	BA4095	
GLS80	GL18	Ø 1,6 - 10 mm		
GLS80	GL25	Ø 1,6 - 14 mm	BA4097	
GLS80	GL45	Ø 3,2 - 32 mm	BA4098	

Bouchons réducteurs filetés GLS80 en PSU/PTFE



- bouchons à vis en PSU blanc, corps de réduction mobile en PTFE avec joint torique en FPM
- transition de filetage GLS80 vers filetage GL
- · le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon

bouchon	réduction	Ø tubes	référence	Prix HT
GLS80	GL14	Ø0,8-8mm	BA4101	
GLS80	GL18	Ø1,6-10 mm	BA4102	
GLS80	GL25	Ø 1,6 - 14 mm	BA4103	
GLS80	GL45	Ø3,2-32 mm	BA4104	

Bouchons réducteurs filetés GLS80 en PP/PTFE



- bouchons à vis en PP bleu, corps de réduction mobile en PTFE
- transition de filetage GLS80 vers filetage GL45
- le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon

bouchon	réduction	Ø tubes	référence	Prix HT
GLS80	GL45	Ø3.2-32 mm	BA4105	

Bouchons réducteurs filetés GL

en PPS/PTFE antistatique



- bouchons à vis en PPS noir antistatique, corps de réduction mobile en PTFE antistatique avec joint torique en FKM
- · transition de filetage GL vers filetage GL inférieur
- · le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon
- produit uniquement exposé au PTFE

bouchon	réduction	Ø tubes	référence	Prix HT
GL18	GL14	Ø0,8-10,0mm		
GL45	GL14	Ø0,8-10,0mm	BA4321	
GL25	GL18	Ø1,6-10,0mm		
GL45	GL14	Ø0,8- 8,0mm	BA4323	
GL45	GL18	Ø1,6-10,0mm	BA4324	