


Joint unilatéral pour filetage GL



- anneau en silicone avec une rondelle en PTFE
- pour bouchons filetés GL avec ouverture
- le produit n'est exposé qu'au PTFE

filetage	Ø int./ext.	hauteur	pour tube	référence	Prix HT
GL14	Ø 6 / 12 mm	3,5 mm	Ø 5,5 - 6,5 mm	BA4250	
GL18	Ø 6 / 16 mm	4,5 mm	Ø 5,5 - 6,5 mm	BA4251	
GL18	Ø 8 / 16 mm	4,5 mm	Ø 7,5 - 9,0 mm	BA4252	
GL18	Ø 10 / 16 mm	4,5 mm	Ø 9,0 - 11,0 mm	BA4253	
GL25	Ø 8 / 22 mm	6,5 mm	Ø 7,5 - 9,0 mm	BA4254	
GL25	Ø 10 / 22 mm	6,5 mm	Ø 9,0 - 11,0 mm	BA4255	
GL25	Ø 12 / 22 mm	6,5 mm	Ø 11,0 - 13,0 mm	BA4256	
GL32	Ø 10 / 29 mm	9,0 mm	Ø 9,0 - 11,0 mm	BA4257	
GL32	Ø 12 / 29 mm	9,0 mm	Ø 11,0 - 13,0 mm	BA4258	
GL32	Ø 14 / 29 mm	9,0 mm	Ø 13,0 - 15,0 mm	BA4259	
GL32	Ø 16 / 29 mm	9,0 mm	Ø 15,0 - 17,0 mm	BA4260	
GL32	Ø 18 / 29 mm	9,0 mm	Ø 17,0 - 19,0 mm	BA4261	
GL45	Ø 26 / 42 mm	9,0 mm	Ø 25,0 - 27,0 mm	BA4262	
GL45	Ø 32 / 42 mm	9,0 mm	Ø 31,0 - 33,0 mm	BA4263	


Joint double faces pour filetage GL



- anneau en silicone avec rondelle double face en PTFE
- pour bouchons filetés GL avec ouverture
- le produit n'est exposé qu'au PTFE

filetage	Ø int./ext.	hauteur	pour tube	référence	Prix HT
GL14	Ø 6 / 12 mm	3,6 mm	Ø 5,5 - 6,5 mm	BA4270	
GL18	Ø 6 / 16 mm	4,6 mm	Ø 5,5 - 6,5 mm	BA4271	
GL18	Ø 8 / 16 mm	4,6 mm	Ø 7,5 - 9,0 mm	BA4272	
GL18	Ø 10 / 16 mm	4,6 mm	Ø 9,0 - 11,0 mm	BA4273	
GL25	Ø 8 / 22 mm	6,6 mm	Ø 7,5 - 9,0 mm	BA4274	
GL25	Ø 10 / 22 mm	6,6 mm	Ø 9,0 - 11,0 mm	BA4275	
GL25	Ø 12 / 22 mm	6,6 mm	Ø 11,0 - 13,0 mm	BA4276	


Joint plat pour bouchons à vis



- face supérieure en PTFE
- face inférieure en élastomère de silicone pour équilibrer les irrégularités des surfaces d'étanchéité
- le produit n'est exposé qu'au PTFE
- utilisation comme septum ou comme joint, avec les bouchons à vis avec ouverture

filetage	Ø joint	épaisseur joint	référence	Prix HT
GL14	Ø 13,0 mm	3,3 mm	BA4280	
GL18	Ø 16,8 mm	3,3 mm	BA4281	
GL25	Ø 23,5 mm	3,3 mm	BA4282	
GL32	Ø 30,2 mm	3,3 mm	BA4283	
S40	Ø 38,0 mm	3,3 mm	BA4284	
GL45	Ø 43,2 mm	3,3 mm	BA4285	

Joint double faces pour SVL



- anneau en silicone avec rondelle double face en PTFE
- pour bouchons filetés Torion-/SVL avec ouverture
- le produit n'est exposé qu'au PTFE

filetage	Ø ext.	hauteur	pour tube	référence	Prix HT
SVL Ø 15 mm	Ø 15 mm	5 mm	Ø 5,6 - 6,4 mm	BA4290	
SVL Ø 15 mm	Ø 15 mm	5 mm	Ø 7,6 - 8,4 mm	BA4291	
SVL Ø 22 mm	Ø 22 mm	5 mm	Ø 13,6 - 14,4 mm	BA4292	