

### Bande d'étanchéité en PTFE



- pour l'étanchéité des filetages
- ne fragilise pas, ne gonfle pas et ne s'agglutine pas
- ne contient ni huile ni graisse
- retrait facile même après des années

largeur	épaisseur	longueur	référence	Prix HT
12 mm	0,1 mm	12 mm	BA5300	

### Bouchons ronds rodés en PTFE



- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- poignée moletée

rodage	réf.	Prix HT
10/19	BA5260	
12/21	BA5261	
14/23	BA5262	
19/26	BA5263	
24/29	BA5264	
19/32	BA5265	
34/35	BA5266	
45/40	BA5267	

### Bouchons exagonaux rodés en PTFE



- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- poignée hexagonale

rodage	réf.	Prix HT
14/23	BA5270	
19/26	BA5271	
29/32	BA5272	
45/40	BA5273	

### Bouchons raccords filetage GL45 vers rodage



- bouchons à vis en PPS noir, filetage GL45
- insert mobile avec rodage femelle, en PTFE
- transition de filetage GL45 vers rodage
- le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon

filetage	rodage femelle	référence	Prix HT
GL45	29/32	BA5530	
GL45	45/40	BA5531	

### Bouchons raccords filetage GLS80 vers rodage



- bouchons à vis en PP bleu, filetage GLS80
- insert mobile avec rodage femelle, en PTFE
- transition de filetage GLS80 vers rodage
- le corps peut être déplacé indépendamment du bouchon

filetage	rodage femelle	référence	Prix HT
GLS80	29/32	BA5535	
GLS80	45/40	BA5536	

### Kit de réducteurs rodés



- en PTFE
- 7 inserts réducteurs rodés tailles : NS14, NS19, NS24, NS29, NS34, NS45 et NS60
- chaque insert s'emboîte dans l'insert de la taille précédente
- permet la transition d'un rodage vers tout autre rodage inférieur

rodages	hauteur	référence	Prix HT
14-19-24-29-34-45-60	20 mm	BA5540	

### Anneaux de réduction pour joints rodés



- en silicone revêtu de FEP
- sans couture
- conformes à la norme DIN 12214:1996-12
- flexibles
- étanchéité des cols avec rainure.

pour brides	dim.	référence	Prix HT
NW60	75 x 4 mm	BA5550	
NW100	110 x 4 mm	BA5551	
NW120	132 x 4 mm	BA5552	
NW150	155 x 5 mm	BA5554	
NW200	214 x 5 mm	BA5555	