


Manches de bistouris en inox

Manches embout étroit



- manches en acier inox
- autoclavables à 134°C - 30 min
- emballage individuel en cellophane avec numéro de lot, vendu à l'unité

Manches embout large




taille	type	longueur	référence	Prix HT
manches embout étroit				
n° 3	standard gradué	12 cm	SWM03	
n° 3L	long	21 cm	SWM03L	
n° B3	étroit	13 cm	SWM03B	
n° 5	large	13 cm	SWM05	
n° 7	étroit	16 cm	SWM07	
n° 9	étroit	11,5 cm	SWM09	
manches embout large				
n° 4	standard gradué	13 cm	SWM04	
n° 4L	long	21 cm	SWM04L	
n° 6	large	14 cm	SWM06	

Extracteurs de lames

- en résine : pas de sous-produits chlorés dégagés lors de l'incinération
- dispositif de sécurité pour extraire les lames de leur manche
- compatibles avec manches type 3 et 4
- stériles en emballage individuel ou non stériles

extracteurs de lames	Prix HT
SWES Extracteurs stériles, les 50	
SWEN Extracteurs non stériles, les 100	



Lames

certification
DM 93/42/CE


- lames en acier au carbone ou acier inox à usage unique
- adaptables sur un manche à l'aide d'une pince
- modèles non stériles en emballage par 20 sachets de 5 lames, sous feuillet métallique avec protection anticorrosion
- modèles stériles : dispositif médical selon directive 93/42/CE, stérilisation par rayon gamma, emballage individuel sous feuillet métallique avec protection anticorrosion, livrées en boîte de 100 lames

Lames standards pour manche embout étroit



lames pour embout étroit	6	9	10	10A	11	11P	12	13	14	15	15A	15C	15T	16	40	Prix HT
lames carbone non stériles, les 100	SWL06	SWL09	SWL10	SWL10A	SWL11	SWL11P	SWL12	-	SWL14	SWL15	SWL15A	SWL15C	SWL15T	SWL16	-	
lames carbone stériles, les 100	SWLS06	SWLS09	SWLS10	SWLS10A	SWLS11	SWLS11P	SWLS12	SWLS13	SWLS14	SWLS15	SWLS15A	SWLS15C	SWLS15T	SWLS16	SWLS40	
lames acier inox stériles, les 100	-	-	SWXS10	SWXS10A	SWXS11	-	SWXS12	-	-	SWXS15	-	SWXS15C	SWXS15T	-	-	

Lames spéciales pour manche embout étroit




lames pour embout étroit	10R	E11	12D	SGD	Coupe-fil	SG3
lames carbone non stériles, les 100	-	SWL11E	SWL12D	-	-	-
lames carbone stériles, les 100	-	SWLS11E	SWLS12D	-	-	-
lames acier inox stériles, les 20	-	-	-	-	-	SWXSG3
lames acier inox stériles, les 100	SWXS10R	-	SWXS12D	SWXSGD	SWXSFC	-

Lames spéciales pour manche embout large



lames pour embout large	36
lames carbone stériles, les 100	SWLS36

Lames standards pour manche embout large



lames pour embout large	18	19	20	21	22	22A	23	24	25	25A	26	27	Prix HT
lames carbone non stériles, les 100	SWL18	SWL19	SWL20	SWL21	SWL22	SWL22A	SWL23	SWL24	SWL25	SWL25A	SWL26	SWL27	
lames carbone stériles, les 100	SWLS18	SWLS19	SWLS20	SWLS21	SWLS22	SWLS22A	SWLS23	SWLS24	SWLS25	SWLS25A	SWLS26	SWLS27	