


certification  
DM 93/42/CE


## Bistouris sécurisés à lame rétractable



- la lame peut être ressortie/rentrée à l'aide du bouton-poussoir avec rainures anti-glisse pour sécuriser la prise avec une main gantée
- après usage, un « clic » audible confirme la position rentrée de la lame
- lames en acier inox, manche en plastique ABS
- code couleur du bouton-poussoir
- en emballage individuel

Taille	non stériles		stériles	
n°10	SWR10	les 100	SWRS10	les 25
n°11P	SWR11P	les 100	SWRS11P	les 25
n°15	SWR15	les 100	SWRS15	les 25
n°20	SWR20	les 100	SWRS20	les 25
n°21	SWR21	les 100	SWRS21	les 25
n°22	SWR22	les 100	SWRS22	les 25
n°23	SWR23	les 100	SWRS23	les 25
n°24	SWR24	les 100	SWRS24	les 25
n°25C	SWR25A	les 100	SWRS25A	les 25
coupe-fil	SWRCF	les 100	SWRSCF	les 25

## Bistouris Minor



- manche court en polystyrène blanc
- lame en acier inox protégée par un capuchon en polyéthylène
- taille compacte adaptée à la composition des sets de soins
- bistouris non sériles, stérilisables à l'oxyde d'éthylène ou aux rayons Gamma
- livrés en vrac, par 10 ou par 100

Taille	Bistouris, les 10		Bistouris, les 100	
n°10	SWMN10	les 10	SWMC10	les 100
n°10A	SWMN10A	les 10	SWMC10A	les 100
n°11P	SWMN11P	les 10	SWMC11P	les 100
n°15	SWMN15	les 10	SWMC15	les 100
n°15A	SWMN15A	les 10	SWMC15A	les 100

## Coupe-fils sans manche acier au carbone



Taille	référence	Prix HT
court	SWCFC	les 100

certification  
DM 93/42/CE

## Coupe-fils sans manche acier inox



Taille	référence	Prix HT
midi	SWCFM	les 100
long	SWSCFL	les 100

certification  
DM 93/42/CE