

Manches Fine, mâchoire fixe



longueur	référence	Prix HT
13 cm	SWSF1	
10,2 cm	SWSF2	
7,7 cm	SWSF3	
5 cm	SWSF4	

- en acier inox
- mâchoire enserrant la lame vissée dans le corps du manche
- emballage individuel sous étui plastique

Manches Fine, extrémité mobile



longueur	référence	Prix HT
13 cm	SWSF13	
10,2 cm	SWSF23	

- en acier inox
- extrémité mobile : maintient la base des la lame par un mouvement de rotation
- emballage individuel sous étui plastique

Lames Fine stériles

- petites lames en acier inox pour micro-chirurgie
- double biseau
- adaptables sur les manches Fine
- stériles, en emballage individuel

Taille	référence	Prix HT
n°61	SWSM61	les 25
n°62	SWSM62	les 25
n°63	SWSM63	les 25
n°64	SWSM64	les 25
n°65	SWSM65	les 25
n°65A	SWSM65A	les 25
n°67	SWSM67	les 25
n°68	SWSM68	les 25
n°69	SWSM69	les 25
n°SP90	SWSP90	les 25
n°SP91	SWSP91	les 25



pour greffes
capillaires

Lames Fine de myringotomie stériles

- longue lame à paracentèse en acier inoxydable
- deux tranchants à l'extrémité : conçue pour coupe bidirectionnelle
- adaptables sur les manches Fine
- stériles, en emballage individuel

référence	Prix HT
SWLM01 Lames Fine de myringotomie stériles, les 10	

