

## Dewars petits volumes AGIL

- manipulation de petites quantités d'azote liquide en laboratoire



bouchons en liège en option



- réservoirs en acier inoxydable
- anse et poignée verseuse
- bouchon en liège en option
- température -200°C à +200°C

capacité	dim. intérieures	dim. extérieures	poids	durée	taux d'évap.	référence	Prix HT
500 ml	Ø 65 x 180 mm	Ø 87 x 203 mm	0,6 kg	12 h	1,0 l/j	LA5005	
1000 ml	Ø 85 x 206 mm	Ø 107 x 231 mm	1,0 kg	26 h	0,9 l/j	LA5010	
1000 ml	Ø 100 x 157 mm	Ø 122 x 177 mm	0,8 kg	15 h	1,6 l/j	LA5011	
2000 ml	Ø 100 x 285 mm	Ø 122 x 312 mm	1,3 kg	43 h	1,1 l/j	LA5020	
3000 ml	Ø 185 x 160 mm	Ø 200 x 190 mm	1,8 kg	23 h	3,1 l/j	LA5030	
6000 ml	Ø 185 x 270 mm	Ø 200 x 300 mm	2,4 kg	49 h	2,9 l/j	LA5060	
<b>bouchons en liège</b>							
Bouchon en liège pour dewar LA5005						LA5001	
Bouchon en liège pour dewar LA5010						LA5002	
Bouchon en liège pour dewar LA5011 - LA5020						LA5003	
Bouchon en liège pour dewar LA5030 - LA5060						LA5004	