


## Réservoirs cryogéniques avec canisters

### Gamme GT - large capacité

- ▶ stockage d'échantillons en cryotubes et paillettes
- ▶ dispositif médical de Classe IIa selon directive 93/42/CEE
- ▶ livrés avec canisters 1 ou 2 niveaux, suivant modèle



- col large favorisant la quantité de stockage
- en aluminium : léger et résistant
- livrés avec canisters en acier inox, avec code couleur d'identification

- garantie du vide pendant 6 ans
- couvercle cadénassable, cadenas non fourni
- modèle CRYONEMO avec indicateur de température et de niveau

modèle	GT 26	GT 38	GT 40	GT 40 CRYONEMO		
capacité utile	27,2 litres	37,3 litres	43,4 litres	43,4 litres		
autonomie statique	80 jours	233 jours	144 jours	144 jours		
perte statique	0,34 litre / jour	0,16 litre / jour	0,30 litre / jour	0,29 litre / jour		
dim ext réservoir (Ø x h mm)	Ø 468 x h 460 mm	Ø 468 x h 715 mm	Ø 468 x h 710 mm	Ø 468 x h 970 mm		
Ø col (mm)	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm		
poids sans canister à vide / à plein	14,8 / 36 kg	19 / 49 kg	24 / 57 kg	33 / 66 kg		
transport	2 poignées	2 poignées	2 poignées	2 poignées		
capacité max. de stockage	canisters	nombre	9 canisters	6 canisters	10 canisters	10 canisters
		dim. ext (mm)	Ø 67 x h 110 mm	Ø 67 x h 280 mm	Ø 73 x h 280 mm	Ø 73 x h 280 mm
	paillettes en gobelet standard / marguerite	niveaux	1 niveau	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
		0,25 ml	7 380 / 4 860 paillettes	9 840 / 6 480 paillettes	16 400 / 10 800 paillettes	16 400 / 10 800 paillettes
		0,50 ml	3 285 / 2 160 paillettes	4 380 / 2 880 paillettes	7 300 / 4 800 paillettes	7 300 / 4 800 paillettes
cryotubes, sur cryocanes, dans canisters 2 niveaux	CBS 0,3 et 0,5 ml	2 025 / 1 512 paillettes	2 700 / 2 016 paillettes	4 500 / 3 360 paillettes	4 500 / 3 360 paillettes	
	2 ml / 5 ml	-	612 / 306 tubes	1 200 / 600 tubes	1 200 / 600 tubes	
<b>Réservoirs avec canisters inox</b>	<b>LA3026</b> [1]	<b>LA3038</b> [2]	<b>LA3040</b> [3]	<b>LA3041</b> [4]		
<b>accessoires</b>						
gobelets standards Ø 65 mm, les 20	LA1921	LA1921	LA1921	LA1921		
gobelets "marguerite" Ø 65 mm, avec bouchon les 5	LA1922	LA1922	LA1922	LA1922		
gobelets percés avec bouchon Ø 65 mm, les 10	LA1923	LA1923	LA1923	LA1923		
cryocanes 6 tubes 2 ml ou 3 tubes 5 ml, les 10	-	LA1904	LA1904	LA1904		
tirette pour canister 2 niveaux	-	LA1905	LA1905	LA1905		
règlette 65mm indicateur de niveau	LA1911	LA1911	LA1911	LA1911		
canisters inox supplémentaire, l'unité	LA1929	LA1930	LA1931	LA1931		
embase à roulettes	LA1901	LA1901	LA1901	LA1901		
kit de serrage pour embase à roulettes	LA1902	LA1902	LA1902	LA1902		