


## Réservoirs cryogéniques Gamme ARPEGE - longue autonomie stockage en racks, en phase gaz

- ▶ stockage d'échantillons en cryotubes, paillettes et poches
- ▶ dispositif Médical de Classe IIa selon directive 93/42/CEE



- stockage en phase gaz : les échantillons sont stockés dans les vapeurs d'azote, sans contact avec l'azote liquide
- col étroit favorisant l'autonomie
- en aluminium : léger et résistant
- 2 poignées
- les racks sont tous équipés de clips individuels de blocage des boîtes et des tiroirs
- 2 versions de réservoirs : ESSENTIAL et ESSENTIAL+
- indicateurs de niveau et de température



- option serveur
- sorties 4-20 mA et RS485 pour reports
- kit de remplissage automatique, connecteur LN2
- kit de dégazage sur le modèle ESSENTIAL+
- garantie du vide pendant 6 ans

modèle	ARPEGE 70 GAZ	ARPEGE 110 GAZ	ARPEGE 140 GAZ	ARPEGE 170 GAZ
capacité utile	14,2 litres	14,3 litres	21,9 litres	20,5 litres
autonomie statique	20 jours	19 jours	29 jours	25 jours
perte statique	0,7 litre / jour	0,75 litre / jour	0,75 litre / jour	0,8 litre / jour
dim ext réservoir Ø x h sans/avec électronique	Ø 586 x h 738 / 921 mm	Ø 586 x h 962 / 1 145 mm	Ø 683 x h 911 / 1 094 mm	Ø 683 x h 1 028 / 1 211 mm
Ø col (mm)	Ø 215 mm	Ø 215 mm	Ø 215 mm	Ø 215 mm
poids sans équipement à vide / à plein	33 / 59 kg	40 / 69 kg	40 / 84 kg	56 / 90 kg
capacité max. de stockage	paillettes 0,25 ml	7 480 paillettes	14 960 paillettes	22 440 paillettes
	en visotubes Ø12 mm, 0,50 ml	2 720 paillettes	5 440 paillettes	8 160 paillettes
	sur rack à tiroirs CBS 0,3 et 0,5 ml	2 380 paillettes	4 760 paillettes	7 140 paillettes
	10 710 paillettes			
cryotubes, 2 ml (en cryoboîtes 133x133x51cm)	1 600 tubes	3 200 tubes	4 200 tubes	5 400 tubes
	en cryoboîtes, sur rack 5 ml (en cryoboîtes 133x133x95cm)	648 tubes	1 296 tubes	1 458 tubes
1 944 tubes				
330 poches				
nombre max. de racks / réservoir	4 racks	4 racks	6 racks	6 racks
Réservoirs ESSENTIAL	LA4124	LA4134	LA4144	LA4154
Réservoirs ESSENTIAL+ avec kit de dégazage	LA4126	LA4136	LA4146	LA4156
<b>accessoires</b>				
Accessoires de stockage	visotubes Ø12 mm avec bouchon	LA1934 les 100	LA1934 les 100	LA1934 les 100
	racks à tiroirs pour paillettes (en visotubes)	2 étages	3 étages	3 étages
		LA1951 l'unité	LA1961 l'unité	LA1971 l'unité
	racks pour cryotubes 1,2/2 ml (en boîtes 133x133x51cm)	4 étages	8 étages	7 étages
		LA1952 les 4	LA1962 les 4	LA1972 les 6
	racks pour cryotubes 5 ml (en boîtes 133x133x95cm)	2 étages	4 étages	3 étages
		LA2953 l'unité	LA2963 l'unité	LA2973 l'unité
	racks pour poches	2 étages	4 étages	4 étages
LA2954 les 4		LA2964 les 4	LA2974 les 6	
LA2955 l'unité	LA2965 l'unité	LA2975 l'unité		
LA2956 les 4	LA2966 les 4	LA2976 les 6		
LA2958 les 4	LA2968 les 4	LA2978 les 6		
LA2981 les 4	LA2981 les 4	LA2981 les 4		
LA2982 les 6	LA2982 les 6	LA2982 les 6		
LA2983 l'unité	LA2983 l'unité	LA2983 l'unité		
LA2984 les 6	LA2984 les 6	LA2984 les 6		
LA2985 l'unité	LA2985 l'unité	LA2985 l'unité		
LA2986 les 6	LA2986 les 6	LA2986 les 6		
LA2987 les 6	LA2987 les 6	LA2987 les 6		
LA2988 les 6	LA2988 les 6	LA2988 les 6		
embase à roulettes blocables	LA1933	LA1933	LA1933	
kit de serrage pour embase à roulette	LA1902	LA1902	LA1902	
flexible DN10 180/180 pour azote, long. 1,5 m	LA4927	LA4927	LA4927	