

Bains électroniques tout inox

temp. maxi
+100°C

- régulateur électronique de température PID avec capteur de température Pt100
- affichage digital LCD
- **bains-marie 100°C** :
précision $\pm 0,15^\circ\text{C}$ - résolution $0,1^\circ\text{C}$ - homogénéité $\pm 1^\circ\text{C}$
- minuterie programmable de 0 à 100 h (temps de fonctionnement ou pour démarrage différé)
- robinet de vidange incorporé à l'avant
- cuve intérieure et boîtier externe inox
- panneau frontal de commande protégé
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe
- livrés avec plaque de fond de cuve
- couvercles forme toit ou à anneaux concentriques en option



capacité	20 litres
dim. internes (L x l x p)	490 x 290 x p120 mm
dim. externes (L x l x p)	340 x 630 x h210 mm
poids	10 kg
puissance : bains 100°C / 200°C	1600 W / 2000 W
capacité portoirs	8 x 30 tubes Ø20 mm
Bains +100°C	AR1604
accessoires	
portoir pour tubes	AR1164
couvercle forme toit	AR1134
couvercle à anneaux concentriques	6 ouvertures AR1144

Couvercle forme toit pour bain 20 litres



- pour bain 20 litres
- couvercle en acier inoxydable
- forme toit
- compatible avec bain 20 litres AR1604

référence

Prix HT

AR1134 Couvercle forme toit pour bain 20 litres