

## Distributeurs répétitifs seripettor® avec ressort de levage

### seripettor®

solutions aqueuses, acides faibles,  
milieux de culture agar, solutions  
alcalines et solvants polaires

### seripettor®pro

liquides agressifs

- aspiration et distribution sans efforts : un ressort de levage assure un remplissage autonome
- réglage du volume par encliquetage d'une barre dentée
- vissage direct sur flacons à filetage GL45, adaptateurs pour flacons GL32, GL38 et S40
- unité de dosage, de distribution et pièces consommables remplaçables
- tuyau de dosage flexible, 800 mm, en option
- pour la distribution de milieux stériles : possibilité de fixer un filtre stérile à l'arrière du bloc de soupapes (filtre non fourni)
- pour la filtration stérile de milieux directement de la bouteille : en option, canule d'éjection avec raccord Luer-Lock pour filtre (filtre non fourni)
- modèle seripettor®pro : matériaux en contact compatibles avec des liquides agressifs
- livrés avec canule de dosage, tube d'aspiration, unité de dosage de recharge et 3 adaptateurs en PP pour flacons GL32, GL38 et S40



capacité	subdivisions	exact.	stabilité	adaptateurs livrés	seripettor®		seripettor®pro		
					référence	prix HT	référence	prix HT	
0,2 - 2 ml	0,04 ml	±1,2%	±0,2%	GL32-GL38-S40	BD5702		BD5703		
1 - 10 ml	0,2 ml	±1,2%	±0,2%	GL32-GL38-S40	BD5710		BD5711	2	
2,5 - 25 ml	0,5 ml	±1,2%	±0,2%	GL32-GL38-S40	BD5725	1	BD5726		
<b>accessoires de recharge</b>									
unités de distribution non stériles 2 ml, les 3					3	BD5771		BD5771	
unités de distribution non stériles 10 ml, les 3					4	BD5772		BD5772	
unités de distribution non stériles 25 ml, les 3					5	BD5773		BD5773	
unités de distribution stériles 2 ml en emballage individuel, les 7						BD5774		BD5774	
unités de distribution stériles 10 ml en emballage individuel, les 7						BD5775		BD5775	
unités de distribution stériles 25 ml en emballage individuel, les 5						BD5776		BD5776	
tuyau de distribution flexible 2 à 10 ml					6	BD5777		BD5777	
tuyau de distribution flexible 25 ml						BD5778		BD5778	
canule de distribution avec raccord Luer-Lock pour filtre					7	-		BD5779	



remplacement de l'unité de distribution



tuyau de distribution flexible spiralé, 800 mm

#### Unités de distribution



- piston en PE et cylindre en PP

#### Tuyau de distribution flexible spiralé



- en PTFE, 800 mm, avec manette de sécurité
- raccordement au bloc de connexion via un adaptateur

#### Canule de distribution



- avec raccord Luer-Lock pour filtre microporeux