

### Gants cryogéniques -196°C agroalimentaire



- tissu élastique multicouche imperméable noir (240 g/m<sup>2</sup>)
- isolation intérieure en polaire multi-composants orange
- gants très souples
- EPI catégorie III
- température : de -196°C à +150°C
- longueur 30 cm

taille	référence	Prix HT
7	CK1310 la paire	
8	CK1311 la paire	
9	CK1312 la paire	
10	CK1313 la paire	
11	CK1314 la paire	



### Gants cryogéniques -196°C anti-chaleur en cuir

Cat. III



- -200°C à +250°C
- protège main et avant-bras des projections d'azote liquide et autres gaz cryogéniques, et du contact avec des objets ultra-froids et chauds
- en cuir traité spécial hydrofuge
- protection thermique assurée par une doublure multicouche avec une membrane imperméable laissant la peau respirer
- paume et doigts recouverts d'un tissu de silicone adhérent et résistant
- manchette en cuir ajustable avec Velcro®
- imperméables et souples
- longueur totale 38 cm

taille	référence	Prix HT
8	CK1330 la paire	
9	CK1331 la paire	
10	CK1332 la paire	
11	CK1333 la paire	

