

### Gants NATUREX 626 CLASSIC® latex, poudrés, texturés

EPI Cat. III



#### Normes

certification 93/42/CEE  
 i EN420  
 EN455(1234)  
 EN374-1/EN16523  
 (type A - ABGIKL)  
 EN374-4  
 EN374-5

- en latex
- poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- bord roulé
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 240 mm
- épaisseur :  
doigts 0,7 mm,  
paume 0,8 mm,  
manchette 0,10 mm
- coloris blanc
- ambidextre

taille	référence	Prix HT
<b>XS 5</b>	<b>GA1706</b> les 100	
<b>S 6</b>	<b>GA1707</b> les 100	
<b>M 7</b>	<b>GA1708</b> les 100	
<b>L 8</b>	<b>GA1709</b> les 100	
<b>XL 9</b>	<b>GA1710</b> les 100	

EPI Cat. III

#### modèles stériles

- en latex naturel
- non poudrés
- surface extérieure micro-rugueuse antidérapante
- revêtement intérieur en polyuréthane : enfilage facile
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 245 mm
- épaisseur :  
doigts 0,14 mm,  
paume 0,11 mm,  
manchette 0,08 mm
- bord roulé
- coloris : blanc
- ambidextres
- boîtes de 100 gants, les modèles stériles sont emballés par 2

taille	référence	Standard	Prix HT	référence	Stériles	Prix HT
<b>XS 5</b>	<b>GD9906</b>	les 100		<b>GD9906S</b>	les 50 paires	
<b>S 6</b>	<b>GD9907</b>	les 100		<b>GD9907S</b>	les 50 paires	
<b>M 7</b>	<b>GD9908</b>	les 100		<b>GD9908S</b>	les 50 paires	
<b>L 8</b>	<b>GD9909</b>	les 100		<b>GD9909S</b>	les 50 paires	
<b>XL 9</b>	<b>GD9910</b>	les 100		<b>GD9910S</b>	les 50 paires	

### Gants NATUREX 626 SALUS® latex, non poudrés



#### Normes

certification 93/42/CEE  
 i EN420  
 EN455(1234)  
 EN374-1/EN16523  
 (Type B : G K L)  
 EN374-2  
 EN374-5 VIRUS

### Gants NATUREX 626 NITRYL DERM® nitrile, non poudrés, texturés

EPI Cat. III

#### modèles stériles

- en nitrile
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- chlorinés, pour gantage et dégantage facile
- bord roulé
- risque biologique AQL : 0,65
- longueur 240 ou 300 mm suivant modèles
- coloris bleu
- ambidextres
- boîtes de 100 gants, les modèles stériles sont emballés par 2



#### Normes

certification 93/42/CEE  
 i EN420  
 EN455(1234)  
 EN374-1/EN16523  
 (Type B : GKL)  
 EN374-2  
 EN374-5  
 CE1935/2004

taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	Longueur 240 mm		Longueur 240 mm / épais		Longueur 300 mm		Longueur 300 mm Stériles	
<b>XS 5</b>	<b>GD8006</b>	les 100	-		<b>GD8006L</b>	les 100	<b>GD8006S</b>	les 50 paires
<b>S 6</b>	<b>GD8007</b>	les 100	<b>GD8007H</b>	les 100	<b>GD8007L</b>	les 100	<b>GD8007S</b>	les 50 paires
<b>M 7</b>	<b>GD8008</b>	les 100	<b>GD8008H</b>	les 100	<b>GD8008L</b>	les 100	<b>GD8008S</b>	les 50 paires
<b>L 8</b>	<b>GD8009</b>	les 100	<b>GD8009H</b>	les 100	<b>GD8009L</b>	les 100	<b>GD8009S</b>	les 50 paires
<b>XL 9</b>	<b>GD8010</b>	les 100	<b>GD8010H</b>	les 100	<b>GD8010L</b>	les 100	<b>GD8010S</b>	les 50 paires

### Gants NATUREX 626 VINYL DERM® vinyle, non poudrés

EPI Cat. III

#### Normes

certification 93/42/CEE  
 i EN420  
 EN455(1234)  
 EN374-1/EN16523  
 (Type A : ABGIKL)  
 EN374-2  
 EN374-5  
 CE1935/2004

- en vinyle, revêtement intérieur en polymère synthétique
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- bord roulé
- risque biologique AQL : 0,65
- épaisseur aux doigts 0,10 mm  
paume 0,08 mm,  
manchette 0,05 mm
- longueur 240 mm
- coloris transparent

taille	référence	Prix HT
<b>XS 5</b>	<b>GD8306</b>	les 100
<b>S 6</b>	<b>GD8307</b>	les 100
<b>M 7</b>	<b>GD8308</b>	les 100
<b>L 8</b>	<b>GD8309</b>	les 100
<b>XL 9</b>	<b>GD8310</b>	les 100

