

### Gants Simple Latex poudrés

EPI Cat. I



- en latex
- poudrés
- finition lisse
- bord roulé
- longueur 240 mm
- épaisseur :  
doigts 0,11 mm, paume 0,10 mm
- coloris : crème
- ambidextres
- contact alimentaire

#### Normes

EN 420  
CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
XS	GA2406 les 100	
S	GA2407 les 100	
M	GA2408 les 100	
L	GA2409 les 100	
XL	GA2410 les 100	

### Gants Nitrylex® Basic nitrile, non poudrés

EPI Cat. I



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur : doigts 0,05 mm,  
paume 0,05 mm, manchette 0,04 mm
- coloris : bleu marine
- ambidextres

#### Normes

certification 2017/745 classe I  
EN 420  
EN 455 (1234)  
CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
XS	GA2506 les 100	
S	GA2507 les 100	
M	GA2508 les 100	
L	GA2509 les 100	
XL	GA2410 les 100	

### Gants Premium Jet+® Latex non poudrés

EPI Cat. III



- en latex
- non poudrés
- texturé
- bord roulé
- longueur 240 mm
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- coloris : blanc
- ambidextres

#### Normes

certification 2017/745 classe I  
EN 420  
EN 455 (123)  
EN 374-1/EN 16523 (Type B)  
EN 374-5 VIRUS  
CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
S 7	GA2607 les 100	
M 8	GA2608 les 100	
L 9	GA2609 les 100	
XL 10	GA2610 les 100	

### Gants Jet+® Latex poudrés

EPI Cat. I



- en latex
- poudrés
- texturé
- bord roulé
- longueur 240 mm
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- coloris : blanc
- ambidextres

#### Normes

EN 420  
CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
S 7	GA2707 les 100	
M 8	GA2708 les 100	
L 9	GA2709 les 100	
XL 10	GA2710 les 100	

### Gants Premium Jet+® Nitrile non poudrés

EPI Cat. III



- en nitrile
- non poudrés
- texturé
- bord roulé
- contact alimentaire
- risque biologique AQL : 1,5
- coloris : bleu
- ambidextres

#### Normes

certification 2017/745 classe I  
EN 420  
EN 455 (123)  
EN 374-1/EN 16523 (Type B)  
EN 374-5 VIRUS  
CE1935/2004

taille	référence	Prix HT
S 7	GA2807 les 100	
M 8	GA2808 les 100	
L 9	GA2809 les 100	
XL 10	GA2810 les 100	