

Tabliers cryogéniques anti-déchirure

Cat. II



- parfaitement étanches
- en matériaux composites couplé de tissu multicouche
- protège des projections d'azote liquide (-196°C) et d'autres gaz cryogéniques
- lacets avec boucles à clip réglables au cou et à la ceinture

taille	dimensions	référence	Prix HT
T1	70 x 90 cm	BP1200	
T2	70 x 110 cm	BP1202	
T3	70 x 120 cm	BP1204	
T4	70 x 135 cm	BP1206	

Tabliers cryogéniques anti-abrasion

Cat. II



- parfaitement étanches
- tissu recouvert de matériau composite durable
- boucles réglables au cou et à la taille
- bretelles en polyester à fermeture à clip
- protège des projections d'azote liquide (-196°C) et d'autres gaz cryogéniques

taille	dimensions	référence	Prix HT
T1 femme	60 x 90 cm	BP1101	
T1 homme	70 x 90 cm	BP1100	
T2	70 x 110 cm	BP1102	
T3	70 x 120 cm	BP1104	
T4	70 x 135 cm	BP1106	

Tabliers anti-chaleur +260°C



- en polyamide aromatique tricoté, sans amiante
- double épaisseur
- bonne résistance aux produits chimiques
- robustes, longue durée de vie

taille	dim.	référence	Prix HT
S	62 x 90 cm	BP1710	
M	62 x 100 cm	BP1720	
L	62 x 120 cm	BP1730	
XL	62 x 140 cm	BP1740	

Tabliers cryogéniques agroalimentaire



- en tissu élastique imperméable noir
- isolation intérieure en tissu polaire polyester multi-composants
- dim. 70 x 90 cm.
- protège des projections d'azote liquide (-196°C) et d'autres gaz cryogéniques
- lacets avec boucles à clip réglables au cou et à la ceinture

taille	dimensions	référence	Prix HT
TU	70 x 90 cm	BP1250	

Tabliers cryogéniques



- protection totale contre l'atmosphère cryogénique et les éclaboussures
- cordons ajustables au cou et à la taille
- parfaitement étanches

taille	dim.	référence	Prix HT
M	61 x 106 cm	BP1396	
L	61 x 121 cm	BP1397	
XL	61 x 137 cm	BP1398	

Tabliers cryogéniques

Cat. II



i Protection optimale du torse et du haut des jambes.



- pour atmosphère cryogénique et de congélation
- couche externe de polyamide tissé imperméable
- couche médiane en microfibre polyoléfine / polyester
- couche interne en coton
- attaches rapides au cou et à la taille avec cordons réglables

taille	dim.	référence	Prix HT
S	62 x 90 cm	BP1410	
M	62 x 100 cm	BP1420	
L	62 x 120 cm	BP1430	
XL	62 x 140 cm	BP1440	