

Pots en PFA

PLASTIQUE
PFA

- translucides
- bouchon à vis



capacité	dim. (Ø xh)	col	référence	Prix HT
7 ml	Ø 22 x h37 mm	S24	BA5510	
60 ml	Ø 50 x h47 mm	S52	BA5511	
90 ml	Ø 50 x h67 mm	S52	BA5512	
120 ml	Ø 66 x h53 mm	S69	BA5513	
240 ml	Ø 66 x h95 mm	S69	BA5514	
500 ml	Ø 85 x h120 mm	S88	BA5515	
1000 ml	Ø 107 x h151 mm	S110	BA5516	

Pots en PFA
bouchon connecteur
PLASTIQUE
PFA

- translucides
- bouchon à vis avec 2 connexions pour tuyaux Ø ext. 6,35 mm



capacité	dim. (Ø xh)	pour tuyau Ø ext.	réf.	Prix HT
120 ml	Ø 66 x h74 mm	Ø 6,35 mm	BA5520	
240 ml	Ø 66 x h116 mm	Ø 6,35 mm	BA5521	

Flacon conique
en PFA
PLASTIQUE
PFA

- translucide
- fond conique
- bouchon à vis
- pour les travaux de centrifugation ou d'évaporation.



capacité	dim. (Ø xh)	filetage	référence	Prix HT
5 ml	Ø 22 x h36 mm	S25	BA5560	

Flacons fond rond
en PFA
PLASTIQUE
PFA

- translucide
- fond rond
- bouchon à vis
- pour les travaux de centrifugation ou d'évaporation.



capacité	dim. (Ø xh)	filetage	référence	Prix HT
5 ml	Ø 22 x h36 mm	S25	BA5562	

Récipients pour micro-réactions
en PFA/PTFE
PLASTIQUE
PTFE

PLASTIQUE
PFA

- pot en PFA translucide
- bouchon à vis en PTFE avec cols filetés pour la connexion de thermomètres, sondes ou capteurs.



capacité	dim. (Ø xh)	filetages	pour tuyau Ø ext.	référence	Prix HT
90 ml	Ø 50 x h96 mm	2 x GL14/1 x GL18	2 x Ø 8,5/1 x Ø 10 mm	BA5525	
240 ml	Ø 66 x h130 mm	2 x GL18/1 x GL25	2 x Ø 10,0/1 x Ø 16 mm	BA5526	
500 ml	Ø 85 x h158 mm	3 x GL25	3 x Ø 16 mm	BA5527	

Bocal avec joint rodé
en PTFE/PFA
PLASTIQUE
PTFE

PLASTIQUE
PFA

- bocal en PFA translucide
- bouchon à vis en PFA avec col rodé intégré taille 29/32 en PTFE.



capacité	dim. (Ø xh)	rodage joint	référence	Prix HT
1000 ml	Ø 107 x h193 mm	29/32	BA5564	