

Flacons compte-goutte

MBL®
VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté
- bouchon en polypropylène
- pipette avec tétine en caoutchouc en vinyle

capacité	dim.	référence	Prix HT
100 ml	Ø 54 x h104 mm	GW5570 les 10	

Flacons rollers

PYREX®
VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté
- pour culture cellulaire
- col large
- bouchon vissant en polypropylène
- s'adaptent aux appareils à rouleaux standard

surface de croissance		Ø ext. corps	hauteur		référence	Prix HT
effective	totale		effective	totale		
670 cm ²	820 cm ²	Ø 110 mm	210 mm	284 mm	GW5590 les 2	

Flacons de Roux col excentré

PYREX®
VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté
- pour culture cellulaire
- col excentré

capacité	dim. base	Ø int. col	hauteur	référence	Prix HT
600 ml	107 x 47 mm	Ø 28 mm	230 mm	GW5610 les 10	
1200 ml	123 x 56 mm	Ø 33 mm	275 mm	GW5611 les 10	