

### Bonbonnes col lisse sortie latérale olive



- en verre borosilicaté 3.3
- col lisse pour bouchon en caoutchouc
- olive en verre pour raccordement tuyaux Ø 9 mm

| capacité | dim. (Ø x h)   | Ø int. col | référence | Prix HT |
|----------|----------------|------------|-----------|---------|
| 500 ml   | Ø 89 x 163 mm  | Ø 23 mm    | GW4811    | les 10  |
| 1000 ml  | Ø 111 x 200 mm | Ø 28 mm    | GW4812    | les 5   |
| 2000 ml  | Ø 138 x 248 mm | Ø 28 mm    | GW4813    | les 5   |

### Bonbonnes col rodé sortie latérale rodée



- en verre borosilicaté 3.3
- conformes norme ISO 4796
- col rodé, livré avec bouchon en verre
- sortie latérale avec rodage femelle 29/32 pour adapter un robinet
- robinets avec rodage mâle en option



| capacité   | dim. (Ø x h)   | rodage col | rodage latéral | référence | Prix HT   |
|--|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 5000 ml  | Ø 181 x 333 mm | 45/40      | 29/32          | GW4831    | l'unité   |
| 10000 ml   | Ø 227 x 414 mm | 60/46      | 29/32          | GW4832    | l'unité   |
| 20000 ml   | Ø 288 x 508 mm | 60/46      | 29/32          | GW4833    | 1 l'unité |
| robinets   |                |            |                |           |           |
| robinet Rotaflo® en PTFE voie 3 mm, rodage 29/32, long.53 mm |                |            |                | GW4801    | 2 l'unité |
| robinet en verre voie 4 mm, rodage 29/32, long.95 mm         |                |            |                | GW4802    | 3 l'unité |

### Bonbonnes col lisse sortie latérale rodée



- en verre borosilicaté 3.3
- conformes norme ISO 4796
- col lisse pour bouchon en caoutchouc
- sortie latérale avec rodage femelle 29/32 pour adapter un robinet
- robinets avec rodage mâle en option



| capacité   | dim. (Ø x h)   | Ø int. col | rodage latéral | référence | Prix HT   |
|--|----------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 2000 ml  | Ø 138 x 248 mm | Ø 28 mm    | 29/32          | GW4820    | les 5     |
| 5000 ml  | Ø 181 x 318 mm | Ø 44 mm    | 29/32          | GW4821    | l'unité   |
| 10000 ml   | Ø 227 x 398 mm | Ø 59 mm    | 29/32          | GW4822    | l'unité   |
| 15000 ml   | Ø 258 x 460 mm | Ø 59 mm    | 29/32          | GW4823    | l'unité   |
| 20000 ml   | Ø 288 x 492 mm | Ø 59 mm    | 29/32          | GW4824    | 1 l'unité |
| robinets   |                |            |                |           |           |
| robinet Rotaflo® en PTFE voie 3 mm, rodage 29/32, long.53 mm |                |            |                | GW4801    | 2 l'unité |
| robinet en verre voie 4 mm, rodage 29/32, long.95 mm         |                |            |                | GW4802    | 3 l'unité |