

## Pipettes jaugées classe AS - 1 trait écoulement total



- verre AR-GLAS®
- certifiées conformes à la norme ISO 648
- lecture en 5 sec.
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel ou certificat d'étalonnage disponibles sur demande

capacité	tolérance	longueur	référence	Prix HT
0,5 ml	± 0,005 ml	300 mm	BD3241	
1 ml	± 0,008 ml	300 mm	BD3242	
2 ml	± 0,010 ml	330 mm	BD3243	
2,5 ml	± 0,010 ml	330 mm	BD3244	
3 ml	± 0,010 ml	330 mm	BD3245	
4 ml	± 0,015 ml	400 mm	BD3246	
5 ml	± 0,015 ml	400 mm	BD3247	
6 ml	± 0,015 ml	400 mm	BD3248	
7 ml	± 0,015 ml	400 mm	BD3249	
8 ml	± 0,020 ml	440 mm	BD3250	
9 ml	± 0,020 ml	440 mm	BD3251	
10 ml	± 0,020 ml	440 mm	BD3252	
15 ml	± 0,030 ml	510 mm	BD3253	
20 ml	± 0,030 ml	510 mm	BD3254	
25 ml	± 0,030 ml	520 mm	BD3255	
30 ml	± 0,030 ml	520 mm	BD3256	
40 ml	± 0,050 ml	540 mm	BD3257	
50 ml	± 0,050 ml	540 mm	BD3258	
100 ml	± 0,080 ml	585 mm	BD3259	

## Pipettes jaugées classe AS - 2 traits écoulement partiel



- verre AR-GLAS®
- certifiées conformes à la norme ISO 648
- lecture en 5 sec.
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel ou certificat d'étalonnage disponibles sur demande

capacité	tolérance	longueur	référence	Prix HT
0,5 ml	±0,005 ml	300 mm	BD3260	
1 ml	±0,008 ml	300 mm	BD3261	
2 ml	±0,010 ml	330 mm	BD3262	
3 ml	±0,010 ml	330 mm	BD3263	
5 ml	±0,015 ml	400 mm	BD3264	
10 ml	±0,020 ml	440 mm	BD3265	
15 ml	±0,030 ml	510 mm	BD3266	
20 ml	±0,030 ml	510 mm	BD3267	
25 ml	±0,030 ml	520 mm	BD3268	
50 ml	±0,050 ml	540 mm	BD3269	