

## Pipeteur automatique Macroman®

- ▶ vitesse d'aspiration et de distribution réglables jusqu'à 25 ml/sec.



- pour pipettes de 0,1 à 100 ml
- vitesse réglable jusqu'à 25 ml/sec.
- réglage des vitesses d'aspiration et de distribution à l'aide de déclencheurs sensibles à la pression ou de la molette pendant le pipetage
- affichage permanent de l'état de la pile et des vitesses d'aspiration et de distribution
- 3 modes de débit : goutte à goutte, lent, rapide
- adaptateur et filtre autoclavables
- livré avec base de chargement, support latéral intégré, support mural fixation à vis, support mural magnétique, accumulateur et bloc secteur

*socle latéral intégré : permet aux utilisateurs gauchers et droitiers d'entreposer de façon stable le pipeteur sur la paillasse*



supports muraux

base de chargement

compatibilité	pipettes 0,1 à 100 ml
filtre hydrophobe	0,22 µm / 0,45 µm
alimentation	batterie lithium-ion rechargeable bloc secteur
Pipeteur Macroman®	GS3000
<b>accessoires</b>	
filtres 0,22 µm, les 10	GS3022
filtres 0,22 µm stérile, les 10	GS3022S
filtres 0,45 µm, les 10	GS3045
filtres 0,45 µm stérile, les 10	GS3045S

## Pipeteurs automatiques accu-jet®S

- ▶ remplissage pipette 25 ml < 3 sec.
- ▶ vitesse de pipetage réglable
- ▶ 4 coloris



- pour pipettes de 0,1 à 200 ml
- réglage précis du volume
- position de repos intégrée : peut être posé sur le dos de la poignée même avec une pipette
- support mural
- 4 coloris
- gestion et recharge intelligente de la batterie, affichage DEL bicolore de la charge (Vert/Rouge)
- répartition équilibrée du poids
- adaptateur et filtre autoclavables
- membrane filtrante et soupape anti-retour empêchant la pénétration de liquide
- évacuation directe des vapeurs
- commande à une seule main pour :
  - 1 sélectionner l'écoulement libre (pour les pipettes de type « EX ») ou l'écoulement rapide avec motorisation,
  - 2 régler en continu la vitesse du moteur,
  - 3 commander le pipetage
- livrés avec support mural, 2 membranes filtrantes stériles de recharge 0,2 µm, accumulateur et bloc secteur



compatibilité	pipettes 0,1 à 200 ml
filtre hydrophobe	0,2 µm
alimentation	accumulateur nickel-métalhydride + bloc secteur universel
Pipeteur accu-jet®S ● gris anthracite	BD1710
Pipeteur accu-jet®S ● baie	BD1720
Pipeteur accu-jet®S ● pétrole	BD1730
Pipeteur accu-jet®S ● améthyste	BD1740
<b>accessoires de recharge</b>	
filtres 0,2 µm, les 10	BD1601
filtre stérile 0,2 µm, l'unité	BD1602
support mural gris	BD1703