

Réfrigérateurs professionnels multifonctions +2 à +15°C


+2 à +15°C

froid ventilé

- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ de 250 à 430 litres



- dégivrage automatique
 - évaporateur vertical à l'arrière du réfrigérateur
 - condensateur statique
 - fluide de refroidissement R-600a
 - niveau sonore 50 dB
 - armoires ventilées : ventilation continue permettant d'obtenir un abaissement rapide et uniforme de la température
 - arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
 - éclairage par une rampe de Led basse consommation avec interrupteur indépendant, positionnement vertical sur modèles vitrés et en plafonnier sur modèles à porte pleine
 - commande sécurisée quand la porte est fermée pour éviter les coupures involontaires.
 - thermostat mécanique.
 - affichage digitale de la température sur la porte
 - cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
 - carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
 - isolation haute densité sans HFC, épaisseur 50 mm.
 - porte réversible avec serrure et clé, rappel automatique.
 - grilles en acier plastifié
 - joint de porte magnétique clipsable
 - classe climatique : fonctionne en ambiance +10°C à +40°C (porte pleine) ou +10°C à +32°C (porte vitrée)
- accessoires et option**
- grilles en acier plastifié supplémentaires
 - alarme avec traçabilité autonome dans un boîtier monté sur le dessus de l'appareil, dim. (lxpxh) 150x60x100mm
 - enregistreur à disques 7 jours monté dans un boîtier laissé en attente avec câble 1,5 m., dim. (lxpxh)240x90x160mm

capacité brute porte pleine / vitrée	327 litres / 347 litres	377 litres / 400 litres	544 litres / 569 litres	
capacité utile	250 litres	286 litres	432 litres	
température	+2 à +15°C	+2 à +15°C	+2 à +15°C	
régulation	mécanique	mécanique	mécanique	
affichage température	LCD	LCD	LCD	
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé	
variation hygrométrie	65 à 75 % HR	65 à 75 % HR	65 à 75 % HR	
plateaux	type	grille acier plastifié	grille acier plastifié	
	nombre livrés / max.	4 / 30	5 / 35	4 / 30
plateaux	dim. utiles	498 x 425 mm	498 x 425 mm	645 x 550 mm
	écartement	30 mm	30 mm	30 mm
	charge / totale	45 / 180 kg	45 / 225 kg	60 / 240 kg
dimensions internes (lxpxh)	475 x 423 x h1459 mm	475 x 423 x h1659 mm	625 x 539 x h1459 mm	
dimensions externes (lxpxh)	597 x 654 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm	747 x 769 x h1684 mm	
pois brut / net porte pleine	62 / 57 kg	68 / 62 kg	80 / 74 kg	
pois brut / net porte vitrée	77 / 72 kg	84 / 78 kg	99 / 92 kg	
puissance - conso. (porte pleine)	130 W - 370 kWh/an	140 W - 390 kWh/an	150 W - 380 kWh/an	
puissance - conso. (porte vitrée)	160 W - 525 kWh/an	180 W - 560 kWh/an	200 W - 530 kWh/an	
Réfrigérateurs porte pleine	réf. LIEBHERR MRFVD 3501 WX	réf. LIEBHERR MRFVD 4001 WX	réf. LIEBHERR MRFVD 5501 WX	
	RR3410 [1]	RR3420 [3]	RR3430 [5]	
Réfrigérateurs porte vitrée	réf. LIEBHERR MRFVD 3511 WX	réf. LIEBHERR MRFVD 4011 WX	réf. LIEBHERR MRFVD 5511 WX	
	RR3415 [2]	RR3425 [4]	RR3435 [6]	
accessoires et options				
grille supplémentaire	RR3401	7113308	RR3401 7113308	RR3402 7113310
alarme, report, enregistreur	RR3448	OP 48B	RR3448	RR3448
enregistreur à disque	RR3414	OP 14D	RR3414	RR3414
passage Ø 15 mm pour sonde GTC	RR3009		RR3009	RR3009