

## Secoueurs géants 15 kg

orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D



charge maxi  
15 kg

dim. plateforme  
450 x 450 mm




3D

	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
<b>mouvement</b>	Ø orbital 30 mm	amplitude linéaire 30 mm	balancement angle fixe 3°	rotation 3D angle fixe 3°
<b>vitesse réglable</b>	20 à 300 tr/min	20 à 300 osc/min	2 à 50 osc/min	2 à 50 osc/min
<b>plate-forme</b>	450 x 450 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
<b>charge max.</b>	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
<b>dim. (lpxh) / poids</b>	480x487x160 mm/20 kg	480x487x160 mm/20 kg	480x487x160 mm/20 kg	480x487x160 mm/20 kg
<b>alimentation</b>	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
<b>Secoueurs</b>	GF5015	GF5025	GF5045 L003060	GF5035

- régulateur électronique de vitesse assurant une vitesse stable et constante
- interface RS232C pour le contrôle de l'agitation via un PC grâce au logiciel Labworldsoft
- minuterie 1 min à 100 h
- affichage digital
- cond. ambiantes admissibles : +10 à +50°C, 70 % HR


### Support-plateau



- support-plateau recouvert d'un tapis en caoutchouc pour cultures cellulaires, milieux de culture, etc.
- surface pose 420 x 420 mm

référence **Prix HT**  
GF5210 Support plateau


### Support multi plates-formes pour 3D



- pour cultures cellulaires, milieux de culture, etc.
- 4 plateaux inox avec rebord, recouvert d'un tapis caoutchouc (3 plateaux démontables), hauteur entre plateaux 60 mm

référence **Prix HT**  
GF5200 Support plate-forme

### Support universel



- pour Erlens, ballons à fond plat ou à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 6 rouleaux de fixation recouverts de caoutchouc

référence **Prix HT**  
GF5100 Support universel 6 rouleaux

### Support à pinces pour Erlens 25 ml à 2000 ml

- composé d'un plateau perforé pour pinces pour ballons à fond rond, ballons à fond plat, fioles, Erlens etc.
- surface pose 450 x 450 mm




référence **Prix HT**  
GF5500 Plateau perforé

#### Pinces interchangeables

référence	capacité max.	du plateau
GF10	79 x	Erlens 25 ml
GF11	49 x	Erlens 50 ml
GF12	36 x	Erlens 100 ml
GF13	22 x	Erlens 200 ml
GF14	16 x	Erlens 300 ml
GF15	12 x	Erlens 500 ml
GF16	9 x	Erlens 1000 ml
GF17	4 x	Erlens 2000 ml


### Portoirs de tubes à essai



- portoirs de tubes en acier inoxydable inclinables jusqu'à 90°
- capacité par portoir :  
24 tubes Ø16/17 x h160 ou h100 mm  
ou 24 tubes Ø12 x h100 ou h75 mm
- 6 portoirs max. par plateau

référence **Prix HT**  
GF5500 Plateau perforé  
GF3955 Portoir inox 24 places

### Support pour ampoules à décanter



référence **Prix HT**  
GF5500 Plateau perforé

#### Support pour ampoules à décanter

référence	capacité max.	du plateau
GF20	11 x	ampoules 50 ml
GF21	11 x	ampoules 100 ml
GF22	8 x	ampoules 250 ml
GF23	6 x	ampoules 500 ml