

Raccords filetés droits en PTFE



- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	50 mm	BA3710	
GL18	Ø 10,5 mm	50 mm	BA3711	
GL25	Ø 14,5 mm	56 mm	BA3712	
GL32	Ø 21,0 mm	75 mm	BA3713	
GL45	Ø 32,5 mm	75 mm	BA3714	

Raccords filetés en T en PTFE



- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	L x h	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	54 x 37 mm	BA3720	
GL18	Ø 10,5 mm	56 x 39 mm	BA3721	
GL25	Ø 14,5 mm	70 x 51 mm	BA3722	
GL32	Ø 21,0 mm	83 x 58 mm	BA3723	
GL45	Ø 32,5 mm	98 x 73 mm	BA3724	

Raccords droits filetages GL/NPT



- en PTFE
- double filetage GL et NPT

filetage GL	filetage NPT	Ø int.	référence	Prix HT
GL14	1/8"	Ø 4,00 mm	BA3770	
GL14	1/4"	Ø 5,00 mm	BA3771	
GL14	3/8"	Ø 6,50 mm	BA3772	
GL18	1/8"	Ø 4,50 mm	BA3773	
GL18	1/4"	Ø 6,50 mm	BA3774	
GL18	3/8"	Ø 8,00 mm	BA3775	
GL25	3/8"	Ø 8,00 mm	BA3776	
GL25	1/2"	Ø 12,0 mm	BA3777	

Raccords filetés en croix en PTFE



- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	54 mm	BA3730	
GL18	Ø 10,5 mm	56 mm	BA3731	
GL25	Ø 14,5 mm	70 mm	BA3732	
GL32	Ø 21,0 mm	83 mm	BA3733	

Raccords filetés coudés en PTFE



- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

filetages	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL14	Ø 6,50 mm	37 mm	BA3740	
GL18	Ø 10,5 mm	39 mm	BA3741	
GL25	Ø 14,5 mm	51 mm	BA3742	
GL32	Ø 21,0 mm	58 mm	BA3743	
GL45	Ø 32,5 mm	73 mm	BA3744	

Adaptateurs droits filetés en PTFE



- adaptateurs droits avec deux raccords filetés GL
- connexions étanches, résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

F1	F2	référence	Prix HT
GL14	GL18	BA3750	
GL14	GL25	BA3751	
GL18	GL25	BA3752	
GL25	GL45	BA3753	

Connecteurs rapides filetés en PFA



- connecteurs en deux parties
- clapets anti-retour intégrés : le débit est interrompu quand le raccord est déconnecté, et se poursuit après verrouillage
- pour une pression jusqu'à 6 bar, pour vide de 700 mm Hg et températures de travail jusqu'à +200°C

filetages	longueur	débit à 4 bar	référence	Prix HT
GL14	75 mm	3,20 l/min	BA3760	
GL18	75 mm	4,00 l/min	BA3761	
GL25	79 mm	10,5 l/min	BA3762	

Raccords droits filetages GL/G



- en PTFE
- double filetage GL et G

filetage GL	filetage G	Ø int.	référence	Prix HT
GL14	1/8"	Ø 4,00 mm	BA3780	
GL14	1/4"	Ø 5,00 mm	BA3781	
GL14	3/8"	Ø 6,50 mm	BA3782	
GL18	1/8"	Ø 4,00 mm	BA3783	
GL18	1/4"	Ø 6,50 mm	BA3784	
GL18	3/8"	Ø 8,00 mm	BA3785	
GL25	1/2"	Ø 12,0 mm	BA3786	
GL25	1"	Ø 18,0 mm	BA3787	