

Raccords droits avec écrous en PTFE



- raccords droit en PTFE, avec écrous en PTFE renforcé de fibre de verre

filetages	Ø int.	longueur	pour tuyau Ø ext.	référence	Prix HT
M14x2	Ø 6 mm	49 mm	Ø 4 mm	BA4910	
M14x2	Ø 6 mm	49 mm	Ø 6 mm	BA4911	
M14x2	Ø 6 mm	49 mm	Ø 6,35 mm	BA4912	
M18x2	Ø 8 mm	54 mm	Ø 8 mm	BA4913	
M18x2	Ø 8 mm	54 mm	Ø 10 mm	BA4914	
M28x2	Ø 14 mm	58 mm	Ø 12 mm	BA4915	
M28x2	Ø 14 mm	58 mm	Ø 14 mm	BA4916	
M28x2	Ø 14 mm	58 mm	Ø 16 mm	BA4917	

Raccords réducteurs avec écrous en PTFE



- raccords droit en PTFE, avec écrous en PTFE renforcé de fibre de verre

filetages	pour tuyaux Ø ext.	Ø int.	référence	Prix HT
M14x2 / M14x2	Ø 6 mm / Ø 4 mm	Ø 6 mm	BA4930	
M18x2 / M14x2	Ø 8 mm / Ø 4 mm	Ø 6 mm	BA4931	
M18x2 / M14x2	Ø 8 mm / Ø 6 mm	Ø 6 mm	BA4932	
M18x2 / M14x2	Ø 10 mm / Ø 4 mm	Ø 6 mm	BA4933	
M18x2 / M14x2	Ø 10 mm / Ø 6 mm	Ø 6 mm	BA4934	
M18x2 / M18x2	Ø 10 mm / Ø 8 mm	Ø 8 mm	BA4935	
M28x2 / M14x2	Ø 12 mm / Ø 4 mm	Ø 6 mm	BA4936	
M28x2 / M18x2	Ø 12 mm / Ø 6 mm	Ø 6 mm	BA4937	
M28x2 / M18x2	Ø 12 mm / Ø 8 mm	Ø 10 mm	BA4938	
M28x2 / M14x2	Ø 12 mm / Ø 10 mm	Ø 10 mm	BA4939	
M28x2 / M14x2	Ø 14 mm / Ø 4 mm	Ø 6 mm	BA4940	
M28x2 / M18x2	Ø 14 mm / Ø 6 mm	Ø 6 mm	BA4941	
M28x2 / M18x2	Ø 14 mm / Ø 10 mm	Ø 10 mm	BA4942	
M28x2 / M14x2	Ø 16 mm / Ø 4 mm	Ø 6 mm	BA4943	
M28x2 / M14x2	Ø 16 mm / Ø 6 mm	Ø 6 mm	BA4944	
M28x2 / M18x2	Ø 16 mm / Ø 10 mm	Ø 10 mm	BA4945	

Raccords en T avec écrous en PTFE



- raccords en T en PTFE, avec écrous en PTFE renforcé de fibre de verre

filetages	Ø int.	dim. (l x h)	pour tuyau Ø ext.	référence	Prix HT
M14x2	Ø 4 mm	56 x 39 mm	4 mm	BA4920	
M14x2	Ø 4 mm	56 x 39 mm	6 mm	BA4921	
M14x2	Ø 4 mm	56 x 39 mm	6,35 mm	BA4922	
M18x2	Ø 8 mm	60 x 43 mm	8 mm	BA4923	
M18x2	Ø 8 mm	60 x 43 mm	10 mm	BA4924	
M28x2	Ø 14 mm	71 x 54 mm	12 mm	BA4925	
M28x2	Ø 14 mm	71 x 54 mm	14 mm	BA4926	
M28x2	Ø 14 mm	71 x 54 mm	16 mm	BA4927	

Raccords coudés avec écrous en PTFE



- raccords coudés en PTFE, avec écrous en PTFE renforcé de fibre de verre

filetages	Ø int.	dim. (l x h)	pour tuyau Ø ext.	référence	Prix HT
M14x2	Ø 4 mm	39 x 39 mm	Ø 4 mm	BA4950	
M14x2	Ø 4 mm	39 x 39 mm	Ø 6 mm	BA4951	
M18x2	Ø 8 mm	43 x 43 mm	Ø 8 mm	BA4952	
M18x2	Ø 8 mm	43 x 43 mm	Ø 10 mm	BA4953	
M28x2	Ø 14 mm	54 x 54 mm	Ø 12 mm	BA4954	
M28x2	Ø 14 mm	54 x 54 mm	Ø 14 mm	BA4955	
M28x2	Ø 14 mm	54 x 54 mm	Ø 16 mm	BA4956	