

Tuyaux ondulés en PFA, avec embout lisse

- tuyaux flexibles avec ondulations circulaires autour de l'axe longitudinal
- embout de 40 mm sans ondulations, pour la connexion
- parfaitement étanches et adaptés à vide : pour liquides et gaz, solvants ou d'alcools
- températures -200 à +260°C
- transparents



embout sans ondulations

Taille	Ø int. / ext	rayon de courbure	pression max.	référence		référence		référence		référence	
					Prix HT		Prix HT		Prix HT		Prix HT
				les 0,25 mètre		les 0,50 mètre		les 1 mètre		les 2,50 mètre	
NW 4,5	Ø2,0/ 4,0mm	5mm	1,7 bar	-		BA4970	0,5 m.	BA4980	1 m.	BA4990	2,5 m.
NW 8	Ø6,0/ 8,0mm	15mm	2,0 bar	BA4961	0,25 m.	BA4971	0,5 m.	BA4981	1 m.	BA4991	2,5 m.
NW 10	Ø8,0/10,0mm	18mm	2,0 bar	BA4962	0,25 m.	BA4972	0,5 m.	BA4982	1 m.	BA4992	2,5 m.
NW 13	Ø10,0/12,0mm	23mm	2,0 bar	BA4963	0,25 m.	BA4973	0,5 m.	BA4983	1 m.	BA4993	2,5 m.
NW 14	Ø12,0/14,0mm	25mm	2,0 bar	-		BA4974	0,5 m.	BA4984	1 m.	BA4994	2,5 m.
NW 16	Ø14,0/16,0mm	28mm	2,0 bar	-		BA4975	0,5 m.	BA4985	1 m.	BA4995	2,5 m.
NW 19	Ø16,0/18,0mm	32mm	2,0 bar	BA4966	0,25 m.	BA4976	0,5 m.	BA4986	1 m.	BA4996	2,5 m.
NW 21	Ø17,5/20,0mm	35mm	2,0 bar	-		BA4977	0,5 m.	BA4987	1 m.	BA4997	2,5 m.
NW 23	Ø20,9/25,4mm	40mm	1,2 bar	-		BA4978	0,5 m.	BA4988	1 m.	BA4998	2,5 m.

Tuyaux ondulés en PFA antistatique, avec embout lisse

- tuyaux flexibles avec ondulations circulaires autour de l'axe longitudinal
- embout de 40 mm sans ondulations, pour la connexion
- antistatiques, parfaitement étanches et adaptés à vide :
- pour liquides et gaz, solvants ou d'alcools
- températures -200 à +260°C
- coloris noir



embout sans ondulations

Ø int. / ext	rayon de courbure	pression max.	référence		référence		référence	
				Prix HT		Prix HT		Prix HT
			les 0,50 mètre		les 1 mètre		les 2,50 mètre	
Ø4/ 6mm	18mm	11 bar	BA4810	0,5 m.	BA4820	1 m.	BA4830	2,5 m.
Ø6/ 8mm	18mm	11 bar	BA4811	0,5 m.	BA4821	1 m.	BA4831	2,5 m.
Ø8/ 10mm	18mm	11 bar	BA4812	0,5 m.	BA4822	1 m.	BA4832	2,5 m.
Ø10/ 12mm	18mm	11 bar	BA4813	0,5 m.	BA4823	1 m.	BA4833	2,5 m.
Ø12/ 14mm	18mm	11 bar	BA4814	0,5 m.	BA4824	1 m.	BA4834	2,5 m.

Tuyaux ondulés en PFA, avec écrous aux extrémités

- tuyaux ondulés avec ondulations circulaires autour de l'axe longitudinal
- embouts avec deux bouchons à vis prémontés en PBTP, avec filetage GL et rondelles en silicone
- connexion absolument étanche et adaptée au vide
- petit le rayon de courbure pour des connexions dans un espace restreint
- autres longueurs sur demande



taille tuyau	Ø int. / ext	rayon de courbure	pression d'eclatement	référence		référence	
					Prix HT		Prix HT
				les 0,5 m		les 1 m	
NW 4,5	Ø4,30/ 6,80mm	5mm	1,7 bar	BA5001	0,5 m.	BA5005	1 m.
NW 8	Ø7,70/ 10,70mm	15mm	3,4 bar	BA5002	0,5 m.	BA5006	1 m.
NW 10	Ø9,70/ 13,00mm	18mm	2,8 bar	BA5003	0,5 m.	BA5007	1 m.
NW 13	Ø12,40/ 16,10mm	23mm	2,6 bar	BA5004	0,5 m.	BA5008	1 m.