

### Manchons rodés en PTFE



- anneau de préhension
- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- étanches sous vide poussé : taux de fuite  $<1 \times 10^{-4}$  mbar/l/s

| rodage | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| 10/19  | BA5210    |         |
| 12/21  | BA5211    |         |
| 14/23  | BA5212    |         |
| 19/26  | BA5213    |         |
| 24/29  | BA5214    |         |
| 29/32  | BA5215    |         |
| 34/35  | BA5216    |         |
| 45/40  | BA5217    |         |
| 50/42  | BA5218    |         |
| 55/44  | BA5219    |         |
| 60/46  | BA5220    |         |
| 71/51  | BA5221    |         |
| 85/55  | BA5222    |         |
| 100/60 | BA5223    |         |

### Manchons sphériques en PTFE



- anneau de préhension
- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- étanches sous vide poussé : taux de fuite  $<1 \times 10^{-2}$  mbar/l/s

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| S 13   | BA5230    |         |
| S 19   | BA5231    |         |
| S 29   | BA5232    |         |
| S 35   | BA5233    |         |
| S 40   | BA5234    |         |
| S 51   | BA5235    |         |
| S 64   | BA5236    |         |

### Soufflets à plis ronds en PTFE



- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- déviation maximale : 40°
- connexion sans contrainte des équipements de rodage
- compensation des vibrations des pompes à vide, de la longueur ou du désalignement angulaire de certains montages

| rodages                 | longueur   | réf.   | Prix HT |
|-------------------------|------------|--------|---------|
| mâle femelle min./ max. |            |        |         |
| 14/23 14/23             | 86/ 90mm   | BA5250 |         |
| 29/32 29/32             | 106/ 114mm | BA5251 |         |
| 45/40 45/40             | 128/ 144mm | BA5252 |         |

### Soufflets à plis pointus en PTFE



- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- déviation maximale : 120°
- connexion sans contrainte des équipements de rodage
- compensation des vibrations des pompes à vide, de la longueur ou du désalignement angulaire de certains montages

| rodages                 | longueur   | réf.   | Prix HT |
|-------------------------|------------|--------|---------|
| mâle femelle min./ max. |            |        |         |
| 14/23 14/23             | 86/ 90mm   | BA5255 |         |
| 19/26 19/26             | 106/ 114mm | BA5256 |         |
| 24/29 24/29             | 128/ 144mm | BA5257 |         |
| 29/32 29/32             | 106/ 114mm | BA5258 |         |
| 45/40 45/40             | 128/ 144mm | BA5259 |         |

### Adaptateurs en PTFE rodage mâle, filetages GL



- en PTFE
- joint rodé 29/32 et deux cols secondaires filetés GL14
- écrou intégré pour un déverrouillage facile

| rodage | filetages | Ø ext. tube | réf.   | Prix HT |
|--------|-----------|-------------|--------|---------|
| 29/32  | 2xGL14    | 2xØ 8mm     | BA5380 |         |

### Adaptateurs en PTFE rodages mâle et femelle



- 1 rodage mâle et 1 rodage femelle inférieur
- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- poignée moletée

| rodages              | Ø    | réf.   | Prix HT |
|----------------------|------|--------|---------|
| mâle femelle poignée |      |        |         |
| 19/26 14/23          | 30mm | BA5280 |         |
| 29/32 14/23          | 40mm | BA5281 |         |
| 29/32 19/26          | 40mm | BA5282 |         |
| 45/40 29/32          | 55mm | BA5283 |         |

### Adaptateurs en PTFE rodage mâle, filetage GL



- 1 filetage GL et 1 rodage mâle
- bagues d'étanchéité sur la surface externe
- poignée moletée

| rodage | filetage | Ø int. | réf.   | Prix HT |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| mâle   |          |        |        |         |
| 14/23  | GL14     | 6,5mm  | BA5290 |         |
| 19/26  | GL18     | 10,5mm | BA5291 |         |
| 29/32  | GL25     | 14,5mm | BA5292 |         |
| 29/32  | GL45     | 20,0mm | BA5293 |         |

### Adaptateurs en PTFE rodage femelle, filetage GL



- 1 filetage GL et 1 rodage femelle
- bagues d'étanchéité sur la surface interne

| filetage | rodage | Ø int. | réf.   | Prix HT |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| femelle  |        |        |        |         |
| GL14     | 14/23  | 6,5mm  | BA5295 |         |
| GL18     | 19/26  | 10,5mm | BA5296 |         |
| GL25     | 29/32  | 12,5mm | BA5297 |         |
| GL32     | 45/40  | 20,5mm | BA5298 |         |