

Éprouvettes forme basse **classe B** en SAN, graduations moulées



- avec bec verseur
- en SAN transparent
- graduations moulées avec et marquage circulaire sur les points principaux
- base ronde très stable
- aucun dépassement durable du seuil de tolérance jusqu'à +60°C
- compatibles contact alimentaire
- emballage individuel

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
25 ml	0,5 ml	Ø22 x h122 mm	VA1110	
50 ml	1 ml	Ø27 x h142 mm	VA1111	
100 ml	2 ml	Ø37 x h163 mm	VA1112	
250 ml	5 ml	Ø51 x h192 mm	VA1113	
500 ml	10 ml	Ø67 x h218 mm	VA1114	
1000 ml	20 ml	Ø78 x h285 mm	VA1115	

Éprouvettes forme basse **classe B** en PP, graduations moulées



- avec bec verseur
- en PP translucide
- graduations moulées avec et marquage circulaire sur les points principaux
- base ronde très stable
- aucun dépassement durable du seuil de tolérance jusqu'à +80°C
- compatibles contact alimentaire

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
25 ml	0,5 ml	Ø22 x h122 mm	VA1120	
50 ml	1 ml	Ø27 x h142 mm	VA1121	
100 ml	2 ml	Ø37 x h163 mm	VA1122	
250 ml	5 ml	Ø51 x h192 mm	VA1123	
500 ml	10 ml	Ø67 x h218 mm	VA1124	
1000 ml	20 ml	Ø78 x h285 mm	VA1125	

Éprouvettes forme basse **classe B** en PP, graduations moulées et imprimées



- avec bec verseur
- en PP translucide
- graduations moulées sur-imprimées bleues
- base ronde très stable
- base auto-drainante qui réduit les problèmes de déversement et de contamination

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
100 ml	2 ml	Ø37 x h163 mm	SW4220	
250 ml	5 ml	Ø51 x h192 mm	SW4221	
500 ml	10 ml	Ø67 x h218 mm	SW4222	
1000 ml	20 ml	Ø78 x h285 mm	SW4223	

Éprouvettes **classe B** en SAN, graduations moulées



- avec bec verseur
- en SAN transparent
- graduations moulées avec et marquage circulaire sur les points principaux
- base hexagonale avec picots très stable
- aucun dépassement durable du seuil de tolérance jusqu'à +60°C
- compatibles contact alimentaire

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
50 ml	1 ml	Ø28 x h199 mm	VA1130	
100 ml	1 ml	Ø34 x h260 mm	VA1131	
250 ml	2 ml	Ø47 x h315 mm	VA1132	
500 ml	5 ml	Ø61 x h350 mm	VA1133	
1000 ml	10 ml	Ø76 x h415 mm	VA1134	


Éprouvettes **classe B** en PP, graduations moulées et imprimées



- avec bec verseur
- en PP translucide
- graduations moulées et imprimées bleues avec et marquage circulaire sur les points principaux
- base hexagonale avec picots très stable
- aucun dépassement durable du seuil de tolérance jusqu'à +80°C
- compatibles contact alimentaire

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
10 ml	0,2 ml	Ø15 x h145 mm	VA1140	
25 ml	0,5 ml	Ø22 x h170 mm	VA1141	
50 ml	1 ml	Ø27 x h200 mm	VA1142	
100 ml	1 ml	Ø33 x h250 mm	VA1143	
250 ml	2 ml	Ø44 x h315 mm	VA1144	
500 ml	5 ml	Ø58 x h360 mm	VA1145	
1000 ml	10 ml	Ø69 x h440 mm	VA1146	
2000 ml	20 ml	Ø97 x h535 mm	VA1147	

Éprouvettes forme basse **classe B** en PMP (TPX®), graduations moulées



- avec bec verseur
- en PMP (TPX®) transparent
- graduations moulées
- base ronde très stable

capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
10 ml	0,25 ml	Ø16 x h87 mm	VA1150	
25 ml	1 ml	Ø22 x h107 mm	VA1151	
50 ml	2,5 ml	Ø29 x h143 mm	VA1152	
100 ml	5 ml	Ø34 x h177 mm	VA1153	
250 ml	10 ml	Ø46 x h263 mm	VA1154	
500 ml	10 ml	Ø56 x h302 mm	VA1155	
1000 ml	25 ml	Ø71 x h331 mm	VA1156	
2000 ml	50 ml	Ø92 x h369 mm	VA1157	