

Statifs en PP tige en acier chromé

Kartell

- base stable en polypropylène
- tige centrale ou latérale, suivant modèle
- statifs livrés avec 2 tiges en acier chromé Ø12 mm x 25 cm, vissables l'une sur l'autre, permettant d'obtenir deux hauteurs différentes, 25 ou 50 cm
- tige supplémentaire en option

tige	base	référence	Prix HT
centrale	290 x 147 x h14 mm	VA1962	
latérale	290 x 147 x h14 mm	VA1964	
tige supplémentaire			
Tige Ø 12 mm x 25 cm		VA1960	



Pince pour burettes en alliage léger



- burettes solidement maintenues par des rouleaux de blocage en laiton
- pince en alliage léger peint, ressort de compression en acier
- pour tiges jusqu'à Ø 12 mm
- longueur 210 mm
- pour burettes Ø 0-20 mm

référence	Prix HT
OML410 Pince pour 2 burettes	

Pincettes pour burettes en polypropylène



1

Kartell

- en polypropylène
- capacité 1 ou 2 burettes, suivant modèle
- caoutchouc pour le blocage des burettes
- les points de fixation ne couvrent pas la graduation, le ménisque reste visible sur toute la longueur de la burette
- ressort en acier inox.
- se fixent sur statif Ø 8 à 14 mm
- livrés avec une vis de fixation, sans statif

Référence	Prix HT
VA1940 Pince pour 1 burette	
VA1950 Pince pour 2 burettes	1