

Raccords rodés, tête filetée

- en verre borosilicaté
- ensemble fileté comprenant : un capuchon en plastique, un joint en silicone et une rondelle en PTFE
- pour maintenir, sur la verrerie, thermomètres, tubes, sondes, etc.



filetage	pour bouchon à vis	référence	Prix HT
rodage mâle 14/23			
13 mm	Ø 6 à 7 mm	GW4201	les 2
18 mm	Ø 7 à 8,5 mm	GW4202	les 2
rodage mâle 19/26			
13 mm	Ø 6 à 7 mm	GW4211	les 2
18 mm	Ø 7 à 8,5 mm	GW4212	les 2
24 mm	Ø 10,5 à 11,5 mm	GW4213	les 2
rodage mâle 24/29			
13 mm	Ø 6 à 7 mm	GW4221	les 2
18 mm	Ø 7 à 8,5 mm	GW4222	les 2
24 mm	Ø 10,5 à 11,5 mm	GW4223	les 2
rodage mâle 29/32			
13 mm	Ø 6 à 7 mm	GW4231	les 2
18 mm	Ø 7 à 8,5 mm	GW4232	les 2
24 mm	Ø 10,5 à 11,5 mm	GW4233	les 2
rodage mâle 34/35			
28 mm	Ø 18 à 19 mm	GW4244	l'unité

Raccords 2 rodages et 1 tête à vis

- en verre borosilicaté
- adaptateur 3 cols droits :
1 rodage mâle
1 rodages femelles
1 tête à vis



rodage femelle	rodage mâle	filetage	référence	Prix HT
19/26	19/26	13 mm	GW4298	
24/29	24/29	13 mm	GW4299	

Élargisseurs rodés

- en verre borosilicaté
- pour connecter des éléments de rodages différents
- large rodage femelle en haut, rodage mâle plus petit en bas



rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	10/19	GW4250	les 2
19/26	14/23	GW4251	les 2
24/29	14/23	GW4252	les 2
24/29	19/26	GW4253	les 2
29/32	14/23	GW4254	les 2
29/32	19/26	GW4255	les 2
29/32	24/29	GW4256	les 2
34/35	19/26	GW4257	les 2
34/35	24/29	GW4258	les 2
34/35	29/32	GW4259	les 2
40/38	29/32	GW4260	l'unité
45/40	29/32	GW4261	l'unité
50/42	34/35	GW4262	l'unité

Raccords 3 rodages, 1 col droit, 1 col 45°

- en verre borosilicaté
- adaptateur 3 rodages :
1 rodage mâle
2 rodages femelles, un vertical et un à angle 45°



rodages femelles	rodage mâle	référence	Prix HT
19/26	19/26	GW4295	l'unité
19/26	24/29	GW4296	l'unité

Raccords 4 rodages, 2 cols droits, 1 col 45°

- en verre borosilicaté
- adaptateur 4 rodages :
1 rodage mâle
3 rodages femelles, deux verticaux et un à angle 45°



rodages femelles	rodage mâle	référence	Prix HT
19/26	19/26	GW4297	l'unité

Réducteurs rodés

- en verre borosilicaté
- pour connecter des éléments de rodages différents
- petit rodage femelle en haut, rodage mâle plus large en bas



rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
10/19	14/23	GW4270	les 2
14/23	19/26	GW4271	les 2
14/23	24/29	GW4272	les 2
14/23	29/32	GW4273	les 2
19/26	24/29	GW4274	les 2
19/26	29/32	GW4275	les 2
19/26	34/35	GW4276	les 2
24/29	29/32	GW4277	les 2
24/29	34/35	GW4278	les 2
24/29	40/38	GW4279	l'unité
24/29	45/40	GW4280	l'unité
24/29	50/42	GW4281	l'unité
24/29	55/44	GW4282	l'unité
29/32	34/35	GW4283	les 2
29/32	45/40	GW4284	l'unité
34/35	40/38	GW4285	l'unité
34/35	45/40	GW4286	l'unité
34/35	50/42	GW4287	l'unité

Raccords 3 rodages, 2 cols droits

- en verre borosilicaté
- adaptateur 3 rodages :
1 rodage mâle
2 rodages femelles parallèles



rodages femelles	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	GW4290	l'unité
19/26	19/26	GW4291	l'unité
19/26	24/29	GW4292	l'unité
24/29	24/29	GW4293	l'unité
29/32	29/32	GW4294	l'unité