

Têtes de distillation



- en verre borosilicaté
- rodage supérieur femelle, conçu pour recevoir un thermomètre via un adaptateur conique/fileté
- utilisés dans la plupart des montages de distillation pour connecter le condensateur et le flacon

| rodage mâle pour ballon | rodage mâle pour réfrigérant | rodage femelle | référence | Prix HT |
|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 10/19                   | 10/19                        | 10/19          | GW4380    |         |
| 14/23                   | 14/23                        | 14/23          | GW4381    |         |
| 19/26                   | 19/26                        | 14/23          | GW4382    |         |
| 19/26                   | 19/26                        | 19/26          | GW4383    |         |
| 24/29                   | 19/26                        | 14/23          | GW4384    |         |
| 24/29                   | 24/29                        | 14/23          | GW4385    |         |
| 29/32                   | 19/26                        | 14/23          | GW4386    |         |
| 29/32                   | 29/32                        | 14/23          | GW4387    |         |
| 34/35                   | 34/35                        | 14/23          | GW4388    |         |

Têtes de distillation type Claisen



- en verre borosilicaté
- rodage supérieur femelle conçu pour recevoir un thermomètre via un adaptateur conique/fileté
- rodage femelle supplémentaire pour adapter ampoule de coulée ou agitateur
- utilisés dans des montages de distillation pour connecter le condensateur et le flacon

| rodage mâle pour ballon | rodage mâle pour réfrigérant | rodages femelles | référence | Prix HT |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 14/23                   | 14/23                        | 14/23            | GW4390    |         |
| 19/26                   | 19/26                        | 14/23            | GW4391    |         |
| 24/29                   | 19/26                        | 14/23            | GW4392    |         |
| 24/29                   | 24/29                        | 14/23            | GW4393    |         |
| 29/32                   | 29/32                        | 14/23            | GW4394    |         |

Têtes de distillation coudées



- en verre borosilicaté
- simples conduits de vapeur entre le condensateur et le flacon

| rodage mâle pour ballon | rodage mâle pour réfrigérant | angle | référence | Prix HT |
|-------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------|
| 14/23                   | 14/23                        | 105°  | GW4410    |         |
| 19/26                   | 19/26                        | 100°  | GW4411    |         |
| 24/29                   | 19/26                        | 100°  | GW4412    |         |
| 24/29                   | 24/29                        | 100°  | GW4413    |         |
| 29/32                   | 29/32                        | 100°  | GW4414    |         |

Têtes de distillation longues



- en verre borosilicaté
- conduits de vapeur entre le condensateur et le flacon
- utilisés dans les montages de distillation avec un réfrigérant monté à la verticale

| rodage mâle pour ballon | rodage mâle pour réfrigérant | référence | Prix HT |
|-------------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 19/26                   | 19/26                        | GW4420    |         |
| 24/29                   | 24/29                        | GW4421    |         |

Raccords filetés SVL®  
rodage mâle



- en verre borosilicaté
- pour raccordement entre verrerie SVL® et Quickfit®

| raccord SVL | rodage mâle | référence    | Prix HT |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| 15 mm       | 14/23       | GW7355 les 2 |         |
| 22 mm       | 24/29       | GW7356 les 2 |         |
| 30 mm       | 29/32       | GW7357 les 2 |         |

Raccords filetés SVL®  
rodage femelle



- en verre borosilicaté
- pour raccordement entre verrerie SVL® et Quickfit®

| raccord SVL | rodage femelle | référence    | Prix HT |
|-------------|----------------|--------------|---------|
| 15 mm       | 14/23          | GW7350 les 2 |         |
| 22 mm       | 24/29          | GW7351 les 2 |         |
| 30 mm       | 29/32          | GW7352 les 2 |         |