

Béchers de Phillips avec bec verseur

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3

capacité	dim. (Ø base x h)	Ø ext. col	référence	Prix HT
250 ml	Ø 68 x 105 mm	Ø 52 mm	GW4790	les 10
500 ml	Ø 86 x 142 mm	Ø 59 mm	GW4791	les 10

Béchers thermostatiques

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- béchers gradués à double paroi intégrale
- maintien des échantillons à température constante par circulation d'un liquide de refroidissement ou de réchauffage à travers la double paroi
- connecteurs filetés en PTFE pour un raccordement simple et sécurisé de tuyaux Ø 9 mm

capacité	dim. int. (Ø x h)	dim. ext. (Ø x h)	référence	Prix HT
250 ml	Ø 52 x 130 mm	Ø 70 x 138 mm	GW4795	
600 ml	Ø 70 x 170 mm	Ø 95 x 180 mm	GW4796	
1000 ml	Ø 80 x 215 mm	Ø 110 x 235 mm	GW4797	
2000 ml	Ø 106 x 260 mm	Ø 130 x 280 mm	GW4798	