

Entonnoirs de Büchner filtrants avec tige rodée

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en Verre borosilicaté 3.3
- disque en verre fritté
- rodage mâle

capacité	Ø plaque	porosité	rodage	référence	Prix HT
capacité 125 ml, Ø 71 x 180 mm					
125 ml	55 mm	P 3	19/26	GW5380	
	55 mm	P 3	24/29	GW5381	
capacité 500 ml, Ø 106 x 250 mm					
500 ml	95 mm	P 3	24/29	GW5383	

Entonnoirs de Büchner filtrants avec tige rodée et prise de vide

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	Ø plaque	porosité	rodage	référence	Prix HT
capacité 30 ml, Ø 40 x 160 mm					
30 ml	30 mm	P 4	19/26	GW5386	
capacité 80 ml, Ø 54 x 170 mm					
80 ml	40 mm	P 1	24/29	GW5387	
	40 mm	P 3	24/29	GW5389	
	40 mm	P 4	24/29	GW5390	
capacité 125 ml, Ø 71 x 180 mm					
125 ml	60 mm	P 1	24/29	GW5391	
	60 mm	P 2	24/29	GW5392	
	60 mm	P 3	24/29	GW5393	
	60 mm	P 4	24/29	GW5394	
capacité 500 ml, Ø 106 x 250 mm					
500 ml	95 mm	P 2	29/32	GW5395	
	95 mm	P 3	29/32	GW5396	
	95 mm	P 4	29/32	GW5397	



- en Verre borosilicaté 3.3
- disque en verre fritté
- rodage mâle
- prise latérale pour vide

Support de filtre pour membranes 25 mm

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

- en Verre borosilicaté 3.3
- 3 éléments à commander séparément : réservoir 5 ml, base support avec disque fritté, clip métallique de maintien
- liquide en contact uniquement avec du verre
- entièrement autoclavable



SW5512 Réservoir 5 ml
SW5513 Base
SW5515 Clip de maintien

Prix HT

Support de filtre pour membranes 47 mm

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

- en Verre borosilicaté 3.3
- 3 éléments à commander séparément : réservoir 300 ml, base support avec disque fritté, clip métallique de maintien
- liquide en contact uniquement avec du verre
- entièrement autoclavable



SW5502 Réservoir 300 ml
SW5503 Base
SW5505 Clip de maintien

Prix HT