

Erlenmeyers gradués col rodé



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations émaillées blanches

capacité rodage	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	19/26 Ø50 x 85 mm	GW5520	les 10
100 ml	19/26 Ø64 x 110 mm	GW5521	les 10
250 ml	24/29 Ø85 x 130 mm	GW5522	les 10
250 ml	29/32 Ø85 x 130 mm	GW5523	les 10
500 ml	29/32 Ø105 x 170 mm	GW5524	les 10
1000 ml	29/32 Ø130 x 210 mm	GW5525	les 10

Erlenmeyers gradués col rodé avec bouchon



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations émaillées blanches
- bouchon creux en verre rodé

capacité rodage	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	19/26 Ø50 x 85 mm	GW5530	les 10
100 ml	19/26 Ø64 x 110 mm	GW5531	les 10
250 ml	24/29 Ø85 x 130 mm	GW5532	les 10
500 ml	29/32 Ø105 x 170 mm	GW5533	les 10
1000 ml	29/32 Ø130 x 210 mm	GW5534	les 5

Erlenmeyers pour vide



- en verre borosilicaté 3.3
- parois et base épaisses

capacité rodage	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
250 ml	24/29 Ø90 x 139 mm	GW5540	l'unité