


Rodets coniques rigides
en PTFE



- avec collerette
- autolubrifiants, sans contamination : évitent l'utilisation de graisse dans les montages avec rodages
- étanchéité au vide, aux liquides et aux gaz
- température -100°C à +260°C

rodage	référence	Prix HT
10/19	GW5910	
14/23	GW5911	
19/26	GW5912	
24/29	GW5913	
29/32	GW5914	
34/35	GW5915	

Rodets coniques souples
en PTFE



- utilisation unique ou occasionnelle
- évitent l'utilisation de graisse dans les montages avec rodages
- étanchéité au vide, aux liquides et aux gaz
- température -100°C à +250°C

rodage	référence	Prix HT
14/23	GW5920 les 10	
19/26	GW5921 les 10	
24/29	GW5922 les 10	
29/32	GW5923 les 10	
34/35	GW5924 les 10	
40/38	GW5925 les 10	
50/42	GW5926 les 10	
55/44	GW5927 les 10	