

Robinetts Rotafllo®



- pour travail sous vide poussé : +1 bar à 10⁻⁴ Torr
- en verre borosilicaté, clé en PTFE interchangeable
- bague de sécurité pour empêcher tout retrait accidentel de la clé
- températures -20°C à +200°C, lubrification inutile, sans grippage, sans contamination

Robinetts Rotafllo® droits



Robinetts Rotafllo® forme équerre



Robinetts Rotafllo® pour réparation de burettes

- branche supérieure simple, branche capillaire avec pointe étirée



voie clé	Ø branches int. / ext.	longueur	référence	Prix HT
3 mm	5 / 8 mm	210 mm	GW7040	les 5
6 mm	7 / 10 mm	210 mm	GW7042	les 5
10 mm	10 / 13 mm	225 mm	GW7044	les 2

voie clé	Ø branches int. / ext.	longueur	référence	Prix HT
3 mm	5 / 8 mm	150 mm	GW7050	les 5
6 mm	7 / 10 mm	165 mm	GW7052	les 5
10 mm	10 / 13 mm	175 mm	GW7054	les 2

voie clé	Ø branches int. / ext.	longueur	référence	Prix HT
3 mm	9 / 12 mm	175 mm	GW7060	les 5

Robinetts Rotafllo® haute performance (HP)



- pour travail sous vide poussé : +1 bar à 10⁻⁹ Torr
- en verre borosilicaté, clé en PTFE interchangeable
- bague de sécurité pour empêcher tout retrait accidentel de la clé
- températures -20°C à +200°C, lubrification inutile, sans grippage, sans contamination
- livrés avec certificat de garantie des performances


Robinetts Rotafllo® HP droits



Robinetts Rotafllo® HP forme équerre



Robinetts Rotafllo® HP 3 voies



voie clé	Ø branches int. / ext.	longueur	référence	Prix HT
3 mm	5 / 8 mm	210 mm	GW7010	
3 mm	7 / 10 mm	210 mm	GW7011	
6 mm	7 / 10 mm	210 mm	GW7012	
6 mm	10 / 13 mm	210 mm	GW7013	
10 mm	10 / 13 mm	225 mm	GW7014	

voie clé	Ø branches int. / ext.	longueur	référence	Prix HT
3 mm	5 / 8 mm	210 mm	GW7020	
3 mm	7 / 10 mm	210 mm	GW7021	
6 mm	7 / 10 mm	210 mm	GW7022	
6 mm	10 / 13 mm	210 mm	GW7023	
10 mm	10 / 13 mm	225 mm	GW7024	

voie clé	Ø branches int. / ext.	longueur	référence	Prix HT
3 mm	5 / 8 mm	215 mm	GW7030	
6 mm	7 / 10 mm	220 mm	GW7032	